

자동 유압식 샘플 분쇄기 진동 디스크 밀 실험실용 분쇄기

품목 번호: KT-ZM



소개

이 고성능 자동 유압식 샘플 분쇄기는 실험실 테스트를 위해 신속하고 먼지 없는 분쇄를 제공합니다. 고주파 충격 분쇄, 다양한 볼 재질, 자동 유압 클램핑 기능을 갖추어 까다로운 품질 관리 및 분석 연구 응용 분야 전반에서 높은 처리량과 반복 가능한 샘플 준비를 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
지질 및 광업 탐사	분석 및 XRF/XRD 분석을 위한 코어 샘플, 암석 파편 및 광석(화강암, 석영, 철광석) 분쇄.	초경도 텅스텐 카바이드 또는 마노 매체가 오염을 제거하고 단단한 광물을 200 메쉬 이하로 신속하게 분쇄합니다.
야금 품질 관리	제련 작업 중 품질 관리 실험실에서 강철 슬래그, 폐로합금, 소결광 및 원광석 분쇄.	빠른 유압 클램핑으로 생산 현장의 실시간 공정 조정을 지원하는 신속한 샘플 처리 가능.
시멘트 및 건축 자재	X선 형광 분광법을 위한 시멘트 클링커, 석회석, 석고, 점토 및 유리 배치 샘플 준비.	균일한 입자 크기 감소로 XRF 펄렛 준비를 위한 높은 압축성과 분석 정확도 보장.
석탄 및 발전	발열량, 황 함량 및 회분 분석을 위한 석탄, 코크스, 비산재 및 석유 코크스 분쇄.	밀폐된 분쇄 세트가 미세 먼지와 휘발성 물질을 가두어 고에너지 분쇄 중에도 휘발성 샘플 성분을 보존합니다.
세라믹 및 내화물 연구	소결 또는 화학적 추출 전 원료 세라믹 분말, 알루미늄, 지르코니아 및 내화 벽돌의 미세 분쇄.	특수 합금 분쇄 세트의 매우 높은 내마모성이 원치 않는 금속 철 오염을 방지합니다.
환경 토양 및 폐기물 테스트	중금속 검출을 위한 토양 코어, 건조 슬러지, 조각재 및 고체 산업 폐기물 분쇄.	다중 볼 옵션으로 표준화된 분쇄 매개변수 하에서 중복 현장 샘플을 동시에 준비할 수 있습니다.

모델 식별자	투입 입자 크기 (mm)	출력 입자 크기 (메쉬)	생산 용량 (g/사이클)	정격 출력 (kW)	클램핑 메커니즘
KT-ZM-1Y	≤ 13	80 - 200	100	1.1 / 1.5	자동 유압식
KT-ZM-2DY	≤ 20	80 - 200	200	1.1 / 1.5	자동 유압식
KT-ZM-2Y	≤ 13	80 - 200	100 × 2	1.1 / 1.5	자동 유압식
KT-ZM-3Y	≤ 13	80 - 200	100 × 3	1.5 / 1.5	자동 유압식
KT-ZM-3DY	≤ 25	80 - 200	300	1.5 / 1.5	자동 유압식
KT-ZM-4Y	≤ 13	80 - 200	100 × 4	1.5 / 1.5	자동 유압식
KT-ZM-6Y	≤ 13	80 - 200	100 × 6	1.5 / 1.5	자동 유압식
KT-ZM-1000Y	≤ 26	80 - 200	1000	1.5 / 1.5	자동 유압식