


## 실험실용 알루미나 도가니 세라믹 증착 보트

품목 번호: KME09



### 소개

다양한 금속 및 합금의 증착에 사용할 수 있습니다.  
대부분의 금속은 손실 없이 완전히 증발할 수 있습니다.  
증착 바구니는 재사용 가능합니다.1

### 자세히 알아보기

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 재료         | 세라믹 도가니 / 텅스텐 와이어                      |
| 세라믹 도가니 크기 | 0.25ml / 0.5ml / 1.0ml / 2.0ml / 3.0ml |
| 텅스텐 와이어 크기 | 3*0.8 와이어 / 3*1.0 와이어 / 3*0.8 와이어      |