


디스크 / 컵 진동 밀

품목 번호: KT-DVM



소개

진동 디스크 밀은 입자 크기가 큰 시료의 비파괴 파쇄 및 미세 분쇄에 적합하며 분석적 섬도 및 순도로 시료를 신속하게 준비할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KT-DVM300	KT-DVM600
최대 사출 크기		
샘플 입자 크기 범위		
일괄 유효 처리량	15-250ml	15-500ml
연삭 디스크 속도	1500r/분	1500r/분
진공/비활성 보호 연삭	지원하다	지원하다
이동 모드	원형 운동	원형 운동
시간 설정	9999분	9999분
연삭 디스크 수	1	1
그라인딩 디스크 볼륨	50ml 100ml 250ml	100ml 250ml 500ml
그라인딩 디스크 재료	텅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인레스 스틸 등	텅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인레스 스틸 등
연삭 방법	드라이 그라인딩 습식 분쇄	드라이 그라인딩 습식 분쇄
전기적 설명	380V, 50-60Hz, 1.5KW	380V, 50-60Hz, 1.5KW
전원 포트	유럽 표준 미국 표준 영국 표준 호주 표준 등	유럽 표준 미국 표준 영국 표준 호주 표준 등
순중량	218kg	228kg
차원 (W*D*H)	780*650*1080mm	780*650*1080mm
보호 등급	IP65	IP65
기준	CE	CE
추가 구성을 추가할 수 있습니다.	극저온 액체 질소 냉각 터치 운영 체제 연삭 디스크 온도 및 압력 모니터링	극저온 액체 질소 냉각 터치 운영 체제 연삭 디스크 온도 및 압력 모니터링