


샘플 분쇄용 실험실 디스크 컵 진동 밀

품목 번호: KT-DVM



소개

진동 디스크 밀은 입자 크기가 큰 샘플의 비파괴 분쇄 및 미세 분쇄에 적합하며, 분석적 미세도와 순도를 가진 샘플을 신속하게 준비할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KT-DVM300	KT-DVM600
최대 주입 크기	<15 mm	<15 mm
샘플 입자 크기 범위	<20 um	<20 um
배치 유효 처리량	15-250 ml	15-500 ml
분쇄 디스크 속도	1500 r/min	1500 r/min
진공/불활성 보호 분쇄	지원	지원
이동 모드	원형 운동	원형 운동
시간 설정	9999분	9999분
분쇄 디스크 수	1	1
분쇄 디스크 용량	50ml 100ml 250ml	100ml 250ml 500ml
분쇄 디스크 재질	텅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인리스 스틸 등	텅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인리스 스틸 등
분쇄 방법	건식 분쇄 습식 분쇄	건식 분쇄 습식 분쇄
전기 사양	380V, 50-60Hz, 1.5KW	380V, 50-60Hz, 1.5KW
전원 포트	유럽 표준 미국 표준 영국 표준 호주 표준 등	유럽 표준 미국 표준 영국 표준 호주 표준 등
순중량	218kg	228kg
치수 (가로*세로*높이)	780*650*1080mm	780*650*1080mm
보호 등급	IP65	IP65
표준	CE	CE
추가 구성 가능	극저온 액체 질소 냉각 터치 작동 시스템 분쇄 디스크 온도 및 압력 모니터링	극저온 액체 질소 냉각 터치 작동 시스템 분쇄 디스크 온도 및 압력 모니터링