

높은 처리량의 티슈 그라인더

품목 번호: KT-MT



소개

KT-MT는 식품, 의료, 환경 보호 등 다양한 분야에서 분쇄, 분쇄, 혼합, 세포벽 파괴에 사용되는 고품질의 소형 다용도 조직 분쇄기입니다. 24개 또는 48개의 2ml 어댑터와 볼 그라인딩 탱크가 장착되어 있으며 DNA, RNA 및 단백질 추출에 널리 사용됩니다.

자세히 알아보기

| 모델 | K-MT24 | K-MT48 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 권장 최대 사출 크기 | | |
| 샘플 입자 크기 범위 | 0.1-20um | 0.1-20um |
| 연삭 방법 | 건식 연삭 습식 연삭 저온 연삭 | 건식 분쇄 습식 분쇄 저온 분쇄 |
| 볼 밀 용기 개수 | 2 | 2 |
| 동작 범위 | 35mm | 55mm |
| 무브먼트 모드 | 8-트랙 고주파 3차원 입체 무브먼트 | 8-트랙 고주파 3차원 입체 무브먼트 |
| 진동 주파수 | 3000회/분 | 3000회/분 |
| 제어 모드 | LCD 화면 주파수 변환 제어 | LCD 화면 주파수 변환 제어 |
| 시간 설정 | 99:99:99(H:M:S) | 99:99:99 (H:M:S) |
| 볼 밀 재료 | 지르코니아 텅스텐 카바이드 스테인리스 스틸 PTFE 옵션 | 지르코니아 텅스텐 카바이드 스테인리스 스틸 PTFE 옵션 |
| 볼 밀 용기 용량 | 15mlX2 25mlX2 50mlX2 | 15mlX2 25mlX2 50mlX2 |
| 그라인딩 캐리어 유형 | 볼 밀 용기 셀 파괴 어댑터 | 볼 밀 용기 셀 파괴 어댑터 |
| 그라인딩 볼 크기 | 0.1-25m 옵션 | 0.1-25m 옵션 |
| 구성 가능한 원심분리기 튜브 용량 | 0.2ml 0.5ml 2ml 5ml 등 | 0.2ml 0.5ml 2ml 5ml 등 |
| 셀 브레이킹 어댑터 | 0.2-2ml X 24 5-15ml X 8 | 0.2-2ml X 48 5-15ml X 8 |
| 어댑터 재질 | PC MC | PC MC |
| 원심분리기 튜브 재질 | EP | EP |
| 전기적 설명 | 200-240V AC, 50-60Hz, 150W | 200-240V AC, 50-60Hz, 200W |
| 전원 포트 | 국가 표준 유럽 표준 미국 표준 영국 표준 등 | 국가 표준 유럽 표준 미국 표준 영국 표준 등 |
| 순 중량 | 28kg | 32kg |
| 치수(길이, 폭, 높이) | 380*480*350mm | 380*480*350mm |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 |

| 표준 | CE | CE |
|-------|----|----|
| 소음 설명 | | |