

## 연구 및 분석의 정밀 시료 준비를 위한 마이크로 수평 항아리 밀

품목 번호: KT-XRD180



### 소개

연구 및 분석에서 정밀한 시료 전처리를 위한 마이크로 수평 항아리 분쇄기에 대해 알아보세요. XRD, 지질학, 화학 등에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	마이크로 수평 병 밀
처리 원리	마찰
응용 샘플 특성	Fine
가공 유형	그라인딩
최대 시료 크기	
출력 입자 크기 범위	
볼 밀 개수	1 개
분쇄 용기 용량	180ml
그라인딩 칼럼 수	42
분쇄 매체 유형	원통형
그라인딩 용기 재질	산화 지르코늄
그라인딩 볼 옵션 재료	산화 지르코늄
연삭 방법	건식 연삭
그라인딩 용기 빠른 고정 장치	예
고무 롤러 개수	2
최대 속도	1800 r/min
제어 방법	다기능 LCD 컨트롤러
그라인딩 용기 배치	수평
클래식 그라인딩 시간	3-30분
주요 기능	연속 그라인딩
추가 기능	LED 조명
전기적 설명	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 60W

파라미터	설명
전원 포트	국가 표준
순 중량	28kg
치수(폭, 깊이, 높이)	260 250 140 mm
보호 수준	IP65
표준	CE