

실험실용 수평 단일 볼 밀

품목 번호: KT-JM3000



소개

KT-JM3000은 3000ml 이하의 볼 밀 탱크를 장착할 수 있는 혼합 및 분쇄 장비입니다. 주파수 변환 제어를 채택하여 타이밍, 정속, 방향 전환, 과부하 보호 등의 기능을 실현합니다.

[자세히 알아보기](#)

처리 원리	마찰
응용 샘플 특징	미세 중간에서 낮은 정도 취성 건식 또는 저점도
처리 유형	분쇄 혼합
최대 주입 크기	< 5 mm
샘플 입자 크기 범위	1-20um
볼 밀 병 수	1
사용 가능한 최대 볼 밀 탱크 용량	3000ml
사용 가능한 최소 분쇄 병 용량	250ml
볼 밀 탱크 선택 재료	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 나일론 스테인리스 스틸 폴리우레탄 등
분쇄 미디어 선택 유형	구형 원통형
분쇄 볼 선택 재료	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 스테인리스 스틸 코런덤
분쇄 방법	건식 분쇄 습식 분쇄
고무 롤러 수:	2개
고무 롤러 속도	900 r/min
고무 롤러 커버 재질	폴리우레탄
고무 롤러 이동 방법	전기 제어
순 중량	48kg
치수	680*430*430mm
보호 등급:	IP65
표준	CE