


열 분석 Tga Dta용 엔지니어링 고급 정밀 세라믹 알루미나 도가니 (Al₂O₃)

품목 번호: KM-C04



소개

TGA/DTA 열 분석 용기는 산화알루미늄(강옥 또는 산화알루미늄)으로 만들어집니다. 고온을 견딜 수 있으며 고온 테스트가 필요한 재료 분석에 적합합니다.

자세히 알아보기

미세 연삭	알루미나 함량: 99.5%	알루미나 함량이 높습니다. 상대적으로 알루미나 함량이 낮습니다.	색상: 순백색	고순도 알루미나는 소성 후 약간 노란색을 띵니다.	미세 연삭 외부 원	정확한 크기, 정밀 가공, 불순물 입자 없음
-------	----------------	-------------------------------------	---------	-----------------------------	------------	--------------------------

일반	알루미나 함량: 95%	실험에 대한 간섭이 적습니다.	색상: 황색	95% 알루미나는 소성 후 순백색입니다.	연삭되지 않은 외부 원	열 분석용 일반, 미세 연삭되지 않음
----	--------------	------------------	--------	------------------------	--------------	----------------------

φ 5x2.5 일반 모델	φ 10x10 일반	Φ6.5x4 미세 연삭	Φ5x5 일반	Φ5mm 뚜껑 미세 연삭	φ 6.8x4 일반 모델	Φ5.88x12.77 미세 연삭	Φ6x4 미세 연삭
φ 6x4.5 일반 모델	Φ5x3 미세 연삭	φ 12x12 일반	Φ6.5x8 미세 연삭	Φ5x8 일반	φ 6mm 뚜껑 미세 연삭	φ 7x4 일반	Φ9x4 일반
Φ9x4 미세 연삭	φ 6.5x4 일반 모델	Φ5x4 미세 연삭	φ 5mm 뚜껑 일반 유형	φ 6.5x10 미세 연삭	Φ5.3x3.5 미세 연삭	φ 6.8mm 뚜껑 미세 연삭	
Φ5x2.5 미세 연삭	Φ10x10 미세 연삭	φ 6.5x8 일반 모델	Φ5x5 미세 연삭	φ 6mm 뚜껑 일반 유형	Φ6.8x4 미세 연삭	φ 6x4 일반	
Φ6x4.5 미세 연삭	Φ5x4 일반	φ 12x12 미세 연삭	φ 6.5x10 일반 모델	Φ5x8 미세 연삭	Φ6.8mm 뚜껑 일반 유형	Φ7x4 미세 연삭	