



KINTEK SOLUTION

Customer-Made Press 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



글러브 박스용 실험실 유압 프레스 랩 펠렛 프레스 머신

품목 번호: PCG



소개

글러브 박스용 제어 환경 랩 프레스 머신. 고정밀 디지털 압력 게이지를 갖춘 재료 압착 및 성형용 특수 장비.

자세히 알아보기

기기 모델	PCG-25T1818	PCG-25T2020
압력 범위	0-25T	0-25T
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 압력 - 타이밍 압력 해제
압력 유지 시간	0-999.59(점.초)	0-999.59(점.초)
가열 온도	최대 500°C	최대 500°C
가열판	180×180mm	200×200mm
글러브 박스 핸들	St's 304	St's 304
작업실 크기	780×650×700	780×650×700
전이 챔버 크기	Φ240×260mm	Φ240×260mm
진공도	-0.1MPa	-0.1MPa
전체 기계 크기	1200×950×1800(L×W×H)	1200×950×1800(L×W×H)
전원 공급 장치	220V 50Hz	220V 50Hz

수동 고온 가열 유압 프레스 기계 (가열 플레이트 포함, 실험실용)

품목 번호: PCHT



소개

고온 핫 프레스는 고온 환경에서 재료를 누르고 소결하고 가공하기 위해 특별히 설계된 기계입니다. 다양한 고온 공정 요구 사항을 위해 섭씨 수백도에서 섭씨 수천도 범위에서 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCHT
압력 범위	0-5.0 톤
압력 공정	수동 가압
압력 유지 시간	1초 ~ 무한대 초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재질	니켈 기반 합금 (고온 내성 재료)
샘플 크기	중간 10-30mm
금형 모양	중간 50x90mm
로 직경	중간 60mm
전체 기계 크기	400x380x780 (LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 가열 플레이트가 있는 자동 고온 가열 유압 프레스 기계

품목 번호: PHA



소개

고온 핫 프레스는 고온 환경에서 재료를 누르고 소결하고 가공하기 위해 특별히 설계된 기계입니다. 다양한 고온 공정 요구 사항을 충족하기 위해 섭씨 수백도에서 수천도 범위에서 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PHA
압력 범위	0-10T
압력 공정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제
압력 유지 시간	1초 ~ 무한대 초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재질	니켈 기반 합금 (고온 내성 재료)
샘플 크기	중간 10-30mm
금형 모양	중간 50*90mm
로 내부 직경	중간 60mm
전체 기계 크기	400*380*780 (L*W*H)
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 전기 가열 유압 진공 열 프레스

품목 번호: PPZ



소개

전기 진공 열 프레스는 진공 환경에서 작동하는 특수 열 프레스 장비로, 고급 적외선 가열 및 정밀 온도 제어를 활용하여 고품질의 견고하고 안정적인 성능을 제공합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PPZ-600
압력 범위	0-25T
가압 공정	프로그램 가압-프로그램 압력-타이밍 압력 해제
압력 유지 시간	1초~0초
가열 온도	최대 500°C
구워진 정제	180x180mm, 200x200mm
진공 상자 재질	SUS 304 (스테인리스 스틸)
스튜디오 크기	400x400x400mm
문 크기	300x350mm
진공도	-0.1MPa
전체 기계 크기	450x550x850(LxWxH)
전원 공급 장치	220V50Hz(110V 지원)
분말 정제 프레스의 치수 도면	



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

