



KINTEK SOLUTION

치과 용광로 카탈로그

Contact us for more catalogs of 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



치과용 도자기 지르코니아 소결 세라믹 진공 프레스 퍼니스

품목 번호: KT-DP10



소개

치과용 진공 프레스 퍼니스로 정밀한 치과 결과를 얻으십시오. 자동 온도 보정, 저소음 트레이, 터치스크린 작동. 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

가열 속도	최대 200°C/분 (392°F /분)
최대 온도	최대 1200°C (2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 레벨	1-101%
전원 공급 장치	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	110V에서 14.5A, 230V에서 7.0A
정격 출력 전력	최대 1500w
치수	높이 27cm x 너비 36cm x 깊이 70cm
소성 챔버 직경	9cm(3.5인치)
순중량	23Kg
포장 중량	26.5Kg

진공 치과 도재 소결로

품목 번호: KT-DV10



소개

KinTek의 진공 도재로로 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻으십시오. 모든 도재 분말에 적합하며, 쌍곡선 세라믹로 기능, 음성 안내 및 자동 온도 보정 기능을 갖추고 있습니다.

자세히 알아보기

가열 속도	최대 200°C/분 (392°F/분)
최대 온도	최대 1200°C (2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 레벨	1-101%
전원 공급 장치	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	110V에서 14.5A, 230V에서 7.0A
정격 출력 전력	최대 1500w
치수	높이 27cm x 너비 36cm x 깊이 53cm
소성 챔버 직경	9cm (3.5인치)
순중량	20Kg
포장 중량	23.5Kg

치과용 도재 지르코니아 소결 세라믹 퍼니스 제어사이드 (트랜스포머 포함)

품목 번호: KT-DS10



소개

트랜스포머가 포함된 제어사이드 소결 퍼니스로 최고 수준의 소결을 경험하세요. 작동이 간편하고, 소음 없는 팔레트, 자동 온도 보정 기능이 있습니다. 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

가열 속도	최대 200°C/분 (분당 392°F)
최대 온도	1530°C
최대 온도 유지 시간	2시간
전원 공급 장치	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	110V에서 14.5A, 230V에서 7.0A
정격 출력	최대 1500W
크기	높이 27cm x 너비 36cm x 깊이 56cm
소성 챔버 직경	9cm (3.5인치)
순중량	20Kg
포장 중량	25.5Kg



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

