



KINTEK SOLUTION

## 치과 용광로 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

# KINTEK SOLUTION

## 회사 프로필

### >>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



## 진공 치과 도자기 소결로

품목 번호: KT-DV10



### 소개

KinTek의 진공 도자기 전기로로 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻으십시오. 모든 도자기 분말에 적합하며 쌍곡선 세라믹 화로 기능, 음성 프롬프트 및 자동 온도 보정 기능이 있습니다.

### 자세히 알아보기

가열 속도	최대 200°C/분 (392°F /분)
최대 온도	최대 1200°C(2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 수준	1-101%
전력 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500w
치수	H27cm×W36cm×D53cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순중량	20kg
패키지 무게	23.5kg

## 변압기가 있는 체어사이드 치과용 소결로

품목 번호: KT-DS10



### 소개

체어사이드 소결로 with Transformer로 최고의 소결을 경험하세요. 작동하기 쉽고 소음이 없는 팔레트 및 자동 온도 보정. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)

가열 속도	최대 200°C/분 (392°F /분)
최대 온도	1530°C
최대 온도 유지 시간	2시간
전력 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500w
치수	H27cm×W36cm×D56cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순중량	20kg
패키지 무게	25.5kg

## 치과 진공 프레스로

품목 번호: KT-DP10



### 소개

Dental Vacuum Press Furnace로 정확한 치과 결과를 얻으십시오. 자동 온도 보정, 저소음 트레이 및 터치 스크린 작동. 지금 주문하세요!

### [자세히 알아보기](#)

가열 속도	최대 200°C/분 (392°F /분)
최대 온도	최대 1200°C(2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 수준	1-101%
전력 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500w
치수	H27cm×W36cm×D70cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순중량	23kg
패키지 무게	26.5kg



## Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

