



KINTEK SOLUTION

## Manual Heated Lab Press 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

# KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



## 가열 유압 프레스 기계 (가열 플레이트 포함) 분리형 수동 실험실 열 프레스

품목 번호: PCSM



### 소개

분리형 수동 가열 실험실 프레스로 시료를 효율적으로 준비하십시오. 최대 40톤의 압력 범위와 최대 300°C의 가열 플레이트로 다양한 산업 분야에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 기기 모델        | PCSM-30T3030                  | PCSM-40T4040                  |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 압력 범위        | 0-30.0 톤                      | 0-40.0 톤                      |
| 피스톤 직경       | 130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        | 130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        |
| 주요 전체 구조     | 오일 누출 지점을 줄이기 위한 밀봉 연결이 없는 장비 | 오일 누출 지점을 줄이기 위한 밀봉 연결이 없는 장비 |
| 금형 가열 온도     | 실온-300.0°C/500.0°C            | 실온-300.0°C                    |
| 단열 방법        | 수입 단열 보드                      | 수입 단열 보드                      |
| 냉각 방법        | 물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기] | 물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기] |
| 열판 크기        | 300×300mm (M×N)               | 400×400mm(M×N)                |
| 호스트 크기       | 380×350X600mm(K×P×H)          | 500×480×650(K×P×H)            |
| 치수           | 700×400×600mm(L×W×H)          | 800×480×650(L×W×H)            |
| 전원 공급 장치     | 3000 W(220V/110V 맞춤 가능)       | 5000 W(220V/110V 맞춤 가능)       |
| 무게           | 260 Kg                        | 460Kg                         |
| 분말 압축기 치수 도면 | 아래 사진 참조                      | 아래 사진 참조                      |

## 수동 가열 유압 프레스 기계 (실험실용 가열 플레이트 포함)

품목 번호: CPCL



### 소개

수동 열 프레스는 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 장비로, 피스톤 위에 놓인 재료에 제어된 압력과 열을 가하는 수동 유압 시스템으로 작동됩니다.

### 자세히 알아보기

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 기기 모델    | PC-900L             |
| 압력 범위    | 0-5.0톤              |
| 가압 공정    | 수동 가압               |
| 실린더 스트로크 | 80mm                |
| 가열 온도    | 최대 1000°C           |
| 몰드 재질    | 니켈 기반 합금 (고온 내성 재료) |
| 샘플 크기    | Φ10-30mm            |
| 몰드 모양    | Φ50x90mm            |
| 용광로 구경   | Φ60mm               |
| 기계 크기    | 400x380x780(LxWxH)  |
| 전원 공급 장치 | 220V 50Hz           |

분말 정제 프레스의 치수 도면

## 실험실용 가열 플레이트가 포함된 24T 30T 60T 가열 유압 프레스 머신

품목 번호: PCH



### 소개

신뢰할 수 있는 실험실용 유압 가열 프레스를 찾고 계십니까? 당사의 24T / 40T 모델은 재료 연구 실험실, 제약, 세라믹 등에 적합합니다. 작은 설치 면적과 진공 글로브 박스 내부 작업 능력을 갖춘 이 제품은 시료 준비 요구 사항을 위한 효율적이고 다재다능한 솔루션입니다.

### 자세히 알아보기

| 장비 모델    | PCH-24T1010                   | PCH-30T2020                   | PCH-30T1818                   |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 압력 범위    | 0-24.0 톤                      | 0-30.0 톤                      | 0-30.0 톤                      |
| 피스톤 직경   | 95mm (d) 크롬 도금 오일 실린더         | 110mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        | 150mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        |
| 주요 전체 구조 | 오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결부가 없는 장비 | 오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결부가 없는 장비 | 오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결부가 없는 장비 |
| 금형 가열 온도 | 상온-300.0C/500.0C              | 상온-300.0C/500.0C              | 상온-300.0C/500.0C              |
| 단열 방법    | 수입 단열 보드                      | 수입 단열 보드                      | 수입 단열 보드                      |
| 냉각 방법    | 수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]            | 수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]            | 수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]            |
| 열판 크기    | 100×100mm (M×N) 면취 포함         | 200×200mm (M×N)               | 180×180mm (M×N)               |
| 호스트 크기   | 245×175×500mm (K×P×H)         | 405×260×525mm (K×P×H)         | 405×260×525mm (K×P×H)         |
| 외형 치수    | 500×175×500mm (L×W×H)         | 950×260×525mm (L×W×H)         | 950×260×525mm (L×W×H)         |
| 전원 공급    | 600 W (220V/110V 맞춤 가능)       | 1200 W (220V/110V 맞춤 가능)      | 1000 W (220V/110V 맞춤 가능)      |
| 무게       | 60 Kg                         | 180 Kg                        | 180 Kg                        |

## 실험실용 수동 가열 플레이트 일체형 가열 유압 프레스기

품목 번호: PCY



### 소개

일체형 수동 가열 실험실용 프레스로 열압착 샘플을 효율적으로 처리하세요. 최대 500°C의 가열 범위를 갖추어 다양한 산업 분야에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 장비 모델           | PCY-5T1212                   | PCY-10T1818                  | PCY-10T2020                  | PCY-15T3030                  |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 압력 범위           | 0-5.0 톤                      | 0-10.0 톤                     | 0-10.0 톤                     | 0-15.0 톤                     |
| 피스톤 직경          | 50mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        | 65mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        | 65mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        | 95mm (d) 크롬 도금 오일 실린더        |
| 주요 전체 구조        | 오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비 | 오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비 | 오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비 | 오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비 |
| 몰드 가열 온도        | 상온 -300.0C/500.0C            | 상온 -300.0C/500.0C            | 상온 -300.0C/500.0C            | 상온 -300.0C/500.0C            |
| 단열 방식           | 수입 단열 보드                     | 수입 단열 보드                     | 수입 단열 보드                     | 수입 단열 보드                     |
| 냉각 방식           | 수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]           | 수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]           | 수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]           | 수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]           |
| 가열판 크기          | 양면 플레이트 가열 120×120mm(M×N)    | 양면 플레이트 가열 180×180mm(M×N)    | 양면 플레이트 가열 200×200mm(M×N)    | 양면 플레이트 가열 300×300mm(M×N)    |
| 작업 공간           | 140×140×60mm                 | 180×180×60mm                 | 200×200×60 mm                | 300×300×65mm                 |
| 치수              | 250×230×390mm(L×W×H)         | 290×290×420mm(L×W×H)         | 320×290×420mm(L×W×H)         | 450×420×450mm(L×W×H)         |
| 전원 공급           | 700W(220V/110V 맞춤 가능)        | 1000 W(220V/110V 맞춤 가능)      | 1200 W(220V/110V 맞춤 가능)      | 3000 W(220V/110V 맞춤 가능)      |
| 무게              | 55 Kg                        | 90 Kg                        | 95Kg                         | 180Kg                        |
| 분말 정제 프레스 치수 도면 | 아래 그림 참조                     | 아래 그림 참조                     | 아래 그림 참조                     | 아래 그림 참조                     |



## Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,  
Zhengzhou, China

