



KINTEK SOLUTION

마운팅 머신 카탈로그

Contact us for more catalogs of 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



샘플 준비용 진공 냉간 마운팅 머신

품목 번호: KT-CXQ



소개

정밀 샘플 준비를 위한 진공 냉간 마운팅 머신. -0.08MPa 진공으로 다공성, 취약한 재료를 처리합니다. 전자, 야금, 고장 분석에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	진공 냉간 마운팅 머신
모델	CXQ
진공도	-0.08MPa
회전 디스크	Φ205mm
무게	14kg
제품 크기	350*350*380mm
진공 챔버 크기	Φ280mmx330mm
표준 액세서리	회전 디스크: 1세트, 야간 흡입 튜브: 10, 오일 프리 펌프: 1세트, 마운팅 몰드: 6, 교반 막대: 5, 재료 컵: 5
응용 범위	다공성 재료, 균열 고장 분석 샘플, 다공성 주물, 복합 전자 부품, 광석, 세라믹, 스프레이 샘플
주요 특징	다중 스테이션, 빠른 작동, 8개 샘플 동시 마운팅, 음압 진공 펌프, 전진/후진 회전 기능
원리	기공에서 공기를 제거하고 대기압을 사용하여 마운팅 재료/염료를 미세 기공에 주입

실험실 재료 및 분석용 금속 조직 시편 마운팅 머신

품목 번호: KT-XQ



소개

연구실용 정밀 금속 조직 마운팅 머신—자동화, 다용도, 효율적. 연구 및 품질 관리 시료 준비에 이상적입니다. 지금 KINTEK에 문의하세요!

자세히 알아보기

매개변수	설명
적용 분야	잡기 어렵거나 불규칙한 금속 조직 및 암석학 시편 마운팅
목적	금속 조직, 스펙트럼 감지 또는 경도 테스트를 위한 절단, 연삭, 연마 용이
제어 시스템	프로그램 제어 작동
사용 가능한 모드	1. 베이클라이트 분말 2. 전기 비취 분말 3. 사용자 정의 옵션
자동화	프로그램 제어 준비 시간으로 무인 작동 가능
이상적인 용도	대학, 산업/광산 기업의 실험실



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

