



KINTEK SOLUTION

마운팅 머신 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



샘플 준비용 진공 콜드 마운팅 머신

품목 번호: KT-CXQ



소개

정밀한 시료 준비를 위한 진공 콜드 마운팅 머신. -
0.08MPa 진공으로 다공성의 깨지기 쉬운 물질을
처리합니다. 전자, 야금 및 고장 분석에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	진공 콜드 마운팅 머신
모델	CXQ
진공 정도	-0.08MPa
회전 디스크	Φ205mm
무게	14kg
제품 크기	350 350 380mm
진공 챔버 크기	Φ280mmx330mm
표준 액세서리	회전 디스크 : 1 세트, 야간 입구 튜브: 10, 무급유 펌프: 1세트, 장착 볼트: 6, 교환봉: 5, 재료 컵: 5
응용 범위	다공성 재료, 균열 고장 분석 시료, 다공성 주물, 복합 전자 부품, 광석, 세라믹, 스프레이 시료
주요 특징	멀티 스테이션, 빠른 작동, 8개의 시료 동시 장착, 음압 진공 펌프, 정/역 회전 기능
원리	기공에서 공기를 제거하고 대기압을 사용하여 미세 기공에 실장 재료/염료를 주입합니다.



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

