



KINTEK SOLUTION

Shaking And Mixing Equipment 카탈로그

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



다양한 실험실 응용 분야를 위한 진탕 배양기

품목 번호: KTL-8



소개

세포 배양 및 연구를 위한 정밀 실험실 진탕 배양기.
조용하고 안정적이며 맞춤 설정 가능. 지금 전문가와
상담하세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	KT-18HX	KT-18WF	KT-26HX	KT-26WF
진동 모드	궤도	왕복	궤도	왕복
전력 입력	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
총 전력	1200W	1200W	1600W	1600W
디스플레이	LCD 터치스크린	LCD 터치스크린	LCD 터치스크린	LCD 터치스크린
모터 유형	브러시리스 DC 모터	브러시리스 DC 모터	브러시리스 DC 모터	브러시리스 DC 모터
속도 범위	20-260rpm	20-260rpm	20-260rpm	20-260rpm
진폭	20mm	20mm	20mm	20mm
온도 범위	실온 +5~100°C	실온 +5~100°C	실온 +5~100°C	실온 +5~100°C
온도 정확도	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
온도 균일성	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
타이머 범위	1초 - 99분 59초	1초 - 99분 59초	1초 - 99분 59초	1초 - 99분 59초
수조 크기	355*325*150mm	355*325*150mm	530*325*200mm	530*325*200mm
트레이 치수	225*200mm	225*200mm	420*220mm	420*220mm
플라스크 용량	500mL: 3개, 250mL: 4개, 100mL: 6개	500mL: 3개, 250mL: 4개, 100mL: 6개	1000mL: 2개, 500mL: 6개, 250mL: 8개	1000mL: 2개, 500mL: 6개, 250mL: 8개
제품 치수	405*335*440mm	405*335*440mm	575*345*440mm	575*345*440mm
무게	26kg	26kg	35kg	35kg
전원 코드 길이	1.4m	1.4m	1.4m	1.4m

매개변수	KT-60HX	KT-60WF	KT-60HX+	KT-60WF+
진동 모드	궤도	왕복	궤도	왕복
전력 입력	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ
총 전력	300W	300W	400W	400W

매개변수	KT-60HX	KT-60WF	KT-60HX+	KT-60WF+
디스플레이	LCD 터치스크린	LCD 터치스크린	LCD 터치스크린	LCD 터치스크린
모터 유형	브러시리스 DC 모터	브러시리스 DC 모터	브러시리스 DC 모터	브러시리스 DC 모터
속도 범위	50-300rpm	50-300rpm	50-300rpm	50-300rpm
진폭	20mm	20mm	20mm	20mm
온도 범위	실온 +5-60°C	실온 +5-60°C	실온 +5-60°C	실온 +5-60°C
온도 정확도	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
온도 안정성	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
타이머 범위	1분 - 99시간 59분	1분 - 99시간 59분	1분 - 99시간 59분	1분 - 99시간 59분
트레이 치수	250*250mm	250*250mm	420*420mm	420*420mm
플라스틱 용량	500mL: 4개, 250mL: 5개, 100mL: 12개	500mL: 4개, 250mL: 5개, 100mL: 12개	2000mL: 5개, 1000mL: 9개, 500mL: 9개, 250mL: 16개, 100mL: 36개	2000mL: 5개, 1000mL: 9개, 500mL: 9개, 250mL: 16개, 100mL: 36개
제품 치수	505*340*370mm	505*340*370mm	660*480*370mm	660*480*370mm
무게	18.7kg	18.7kg	35.6kg	35.6kg
전원 코드 길이	1.4m	1.4m	1.4m	1.4m

다양한 응용 분야를 위한 고성능 실험실 교반기

품목 번호: KTL-9



소개

고점도 혼합을 위한 정밀한 실험실 오버헤드 교반기.
내구성이 뛰어나고 맞춤 설정이 가능하며 연구에
이상적입니다. 지금 바로 모델을 살펴보세요!

자세히 알아보기

특징	KTP-20L	KTP-40L	KTP-60L	KTP-20LS	KTP-40LS	KTP-60LS
표시 방법	/	/	/	LCD	LCD	LCD
최대 교반 부피(H ₂ O, mL)	20000	40000	60000	20000	40000	60000
권장 교반 부피(mL)	150-5000	150-10000	150-15000	150-5000	150-10000	150-15000
최대 교반 점도(mPas)	10000 mPas	20000 mPas	30000 mPas	10000 mPas	20000 mPas	30000 mPas
속도(RPM)	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000
속도 제어 정확도	/	/	/	±3 rpm	±3 rpm	±3 rpm
타이머 범위	/	/	/	30초 - 999분	30초 - 999분	30초 - 999분
모터 유형	영구 자석	영구 자석	영구 자석	영구 자석	영구 자석	영구 자석
입력 전력	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz	VD 24V, 50/60Hz
전력(W)	60	120	200	60	120	200
리프팅 스트로크	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm
전체 치수(mm)	160230600	200315600	200315600	160230600	200315600	200315600
무게(KG)	9	10	10	9	10	10
전원 코드 길이(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

실험실 소형 정온 가열 교반기

품목 번호: KTL-2



소개

실험실 소형 정온 가열 교반기는 다양한 실험실 응용 분야에서 정밀한 온도 제어와 효율적인 혼합을 위해 설계된 다목적 도구입니다.

자세히 알아보기

모델	KTL-HA	KTL-HB
디스플레이 모드	LCD	LCD
속도 범위	100~1600rpm	100~2000rpm
속도 제어 정확도	±10rpm	±10rpm
타이밍 범위	1~99시간 59분	1~99시간 59분
온도 제어 범위	RT~300°C	트레이 RT~350°C 샘플 RT~250°C
온도 제어 정확도	트레이 ±3°C 용액 ±0.5°C	<100°C ±0.5°C/ >100°C ±1°C (용액)
최대 교반 부피 (H2O)	5L	20L

실험실 다기능 소형 속도 조절 수평 기계식 흔들기

품목 번호: KTL-3



소개

실험실 다기능 속도 조절 진동기는 현대 생명 공학 생산 단위를 위해 특별히 개발된 정속 실험 장비입니다.

자세히 알아보기

모델	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
디스플레이 모드	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이
속도 범위	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
타이밍 범위	1~9999분	1~9999분	1~9999분	1~9999분	1~9999분
팔레트 표준 구성	범용 스프링 클램프	범용 스프링 클램프	범용 스프링 클램프	상단 클램프, 하단 스프링 클램프	범용 스프링 클램프
진동 모드	왕복	왕복	회전	회전	회전
진동 진폭	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
팔레트 작업 크기	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm (이중층)	700*620mm
무게	17.3Kg	13.5Kg	20Kg	65Kg	65Kg

실험실 볼텍스 믹서 궤도 흔들기 다기능 회전 진동 믹서

품목 번호: KTL-4



소개

인칭 믹서는 크기가 작고 빠르고 철저하게 혼합되며 액체는 소용돌이 모양으로 튜브 벽에 부착된 모든 테스트 용액을 혼합할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
속도 범위	3500rpm	500~3500rpm	3000rpm
진동 모드	누르고 있기	누르고 있기 + 속도 조절	순환
진폭	4.5mm	4.5mm	4.5mm
제품 크기	110*110*75mm	145*160*75mm	110*110*75mm

실험실용 진동 궤도 교반기

품목 번호: KTL-5



소개

Mixer-OT 궤도 교반기는 브러시리스 모터를 사용하여 장시간 작동이 가능합니다. 배양 접시, 플라스크 및 비커의 진동 작업에 적합합니다.

자세히 알아보기

모델	Mixer-OS 2s
전압	AC100-240V/DC24V
주파수	50-60Hz
디스플레이 모드	LCD 화면
모터 출력 전력	40W
진동 모드	트랙
최대 하중	7.5kg
모터 출력 전력	40W
속도 범위	30-250rpm
모터 유형	브러시리스 모터
타이밍 범위	1분-24시간 또는 영구
순중량	13kg
치수	360×420×100mm

조직 분쇄 및 분산용 랩 멸균 타격식 균질기

품목 번호: KTL-6



소개

타격식 멸균 균질기는 고체 시료의 내부 및 표면에 포함된 입자를 효과적으로 분리하여 멸균 백 내부의 혼합 시료가 완전히 대표성을 갖도록 보장합니다.

자세히 알아보기

모델	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
전압	AC 220V		
주파수	50Hz		
총 전력	200W	220W	500W
디스플레이 모드	4.3인치 터치스크린		
타격 속도 범위	3-12회/초		
유효 용량	3-400ml		
소독 기능	/	예	
소독 파장	/	253.7nm	
타이밍 범위 타격 시간	1초-99시간 59분 59초 또는 연속 작동		
프로그램 편집 기능	8단계 조합		
순중량	18kg		
치수	460×250×330mm		

효율적인 샘플 혼합 및 균질화를 위한 실험실 디스크 회전 믹서

품목 번호: KTL-7



소개

정밀한 샘플 혼합을 위한 효율적인 실험실 디스크 회전 믹서, 다양한 응용 분야에 적합, DC 모터 및 마이크로컴퓨터 제어, 조절 가능한 속도 및 각도.

자세히 알아보기

모델	LC-TD
운동 모드	회전
전압	100-240VAC
주파수	50/60Hz
전력	40W
각도	0-90°
모터 유형	DC 모터
속도 범위	10-70RPM
시간 설정 범위	1-1199분
작동 모드	타이머/연속 작동
제품 크기	D280×W210×H300mm
제품 순 중량	8Kg
허용 주변 온도	5-40°C
허용 상대 습도	80%RH
인클로저 보호 등급	IP21

혈청 분리 및 저온 탈수를 위한 벤치탑 고속 소형 실험실용 원심분리기

품목 번호: KT-SCS



소개

Kintek 벤치탑 고속 원심분리기: 효율적이고 안정적이며 정밀합니다. 임상 및 연구 실험실에 이상적입니다. 기능 및 사양을 확인하십시오.

자세히 알아보기

매개변수	사양
디스플레이	LCD 디스플레이
최대 속도	18,500 rpm
속도 제어 정확도	±10 rpm
최대 RCF	22,575 ×g
최대 용량	6 × 100 mL
챔버 직경	Φ280 mm
타이머 범위	1초 ~ 99분 59초
소음 수준	≤55 dB
전원 공급 장치	AC 220V±22V 50Hz
소비 전력	400W
순중량	28 kg
치수 (L×W×H)	360 × 470 × 320 mm

저온 혈청 분리 탈수 연구용 실험실용 탁상용 고속 소형 원심분리기

품목 번호: KT-HSS



소개

Kintek 탁상용 고속 원심분리기: 강력한 21,000rpm, 정밀한 온도 제어. 임상, 연구실에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
디스플레이 모드	LCD 디스플레이
최대 속도	21000rpm
속도 제어 정확도	±20rpm
최대 RCF	30642xg
최대 용량	4 x 750ml
원심 분리기 챔버 사양	Φ420mm
타이머 범위	1-99분
작업 소음	≤65dB
전원 공급 장치	AC 220±22V 50Hz
전력	750W
순중량	62kg
제품 크기 (L×W×H)	565×465×395mm

혈액 샘플 처리를 위한 고속 데스크탑 원심분리기

품목 번호: KT-HPD



소개

Kintek 벤치탑 고속 원심분리기로 실험실에서 효율적이고 안정적이며 정확한 샘플 처리를 경험해보세요. 임상 및 연구용으로 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
디스플레이	LCD 디스플레이
최대 속도	16,500 rpm
속도 제어 정확도	±10 rpm
최대 RCF	18,757 ×g
최대 용량	12 × 5 mL
챔버 직경	Φ200 mm
타이머 범위	1초 ~ 99시간 59분
소음 수준	≤65 dB
전원 공급 장치	AC 220V ±22V 50Hz
소비 전력	420W
순중량	19 kg
치수 (L×W×H)	360 × 285 × 258 mm



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

