



KINTEK SOLUTION

Sieving Machine 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



실험실 시험 체 및 체질 기계

품목 번호: KT-RCZ



소개

정확한 입자 분석을 위한 정밀 실험실 시험 체 및 체질 기계. 스테인리스 스틸, ISO 준수, 20 μ m-125mm 범위.
지금 사양 요청!

자세히 알아보기

매개변수	사양
체 직경	Φ400, Φ300, Φ200 (mm)
체 레이어	1-5 (하단 커버 포함)
투입량 (1회)	≤300g
진동 진폭	1-5mm
여기력	5KN
전력	0.25KW 220V 50Hz
속도	1440R/min
치수	600×490×370mm
체 무게	60kg
모션 궤적	원형 모션
타이밍 시간	0.01-99.59분
소음	≤50dB
재료	304 스테인리스 스틸
포장 방법	나무 상자 포장

진동체 체 분쇄기 건식 3차원 진동 체

품목 번호: KT-V200



소개

KT-V200 제품은 실험실의 일반적인 체질 작업을 해결하는 데 중점을 둡니다. 20g-3kg의 건조 샘플 체질에 적합합니다.

자세히 알아보기

최대 하중	3 kg
스크린 층	1-8 층
최대 체 타워 질량	4 kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000 회/분
스크리닝 입자 크기 범위	20 um-125 mm
사용 가능한 최대 스크린 직경	200mm
최대 체 타워 높이	510mm
추가 기능	편안한 시각적 스크린 프레스 플레이트
스크리닝 방법	건식
전기 설명	100-120V/220-240VAC, 50-60Hz, 200W
전원 포트	국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등
순 중량	35 kg
치수 (너비, 두께 및 높이)	300*405*685mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001

실험실 여과용 유압 다이어프램 실험실 필터 프레스

품목 번호: KH-01



소개

유압 다이어프램 실험실 프레스 필터는 실험실 규모의 필터 프레스 유형으로, 작은 공간을 차지하며 더 높은 압착력을 제공합니다.

자세히 알아보기

크기	150*150 ~ 630*630 mm
케이크 두께	10 ~ 30 mm
필터 프레스 챔버 부피 용량	0.1 ~ 300 L
최대 여과 압력	10 bar
최대 멤브레인 압착 압력	12 bar
최대 여과 온도	90 °C
필터 프레스 판 유형	챔버 판, CGR 판, 멤브레인 판 등
필터 프레스 필터 판 공급 유형	중앙 공급, 코너 공급 등
여과액 배출 방식	개방형 또는 폐쇄형
케이크 세척 유형	세척 가능 또는 세척 불가능 유형
필터 프레스 압축 유형	자동 유압, 유압 잭 등
필터 프레스 판 이동 유형	수동 작동, 자동 판 이동 등
필터 판 재질	PP, FRPP
멤브레인 재질	PP, 고무
필터 프레스 프레임 재질	탄소강 페인트 방부 처리, SS304/316 등
필터 공급/액체 튜브 재질	PP, SS304/316 등
유압 펌프 모터 브랜드	ABB
판 이동 감속기 브랜드	SEW
천 세척 감속기 브랜드	SEW
필터 프레스 천 재질	PP, PE, 나일론 등 다양한 테스트 목적을 위한 필터 프레스 천 포함
필터 프레스 공급 펌프	공기 다이어프램 펌프, 소형 스크류 펌프 또는 기타 소용량 공급 펌프와 같은 다양한 필터 프레스 공급 펌프

실험실 시험체 및 진동체 분리기 셰이커 기계

품목 번호: KT-V400



소개

고주파 진동체를 사용하여 분말, 과립 및 작은 블록을 효율적으로 처리합니다. 진동 주파수를 제어하고, 연속 또는 간헐적으로 스크린을 통과시키며, 정확한 입자 크기 결정, 분리 및 분류를 달성합니다.

자세히 알아보기

최대 하중	25kg
최대 단계 수	9/13kg
최대 체 타워 질량	56kg
진폭	0.8-4mm
진동 주파수	3000회/분
스크리닝 입자 크기 범위	75um-125mm
사용 가능한 최대 체 직경	400mm
최대 체 타워 높이	960mm
추가 기능	편안한 시각적 체 누름판
스크리닝 방법	건식
전기 설명	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
전원 포트	국가 표준 / 유럽 표준 / 미국 표준 / 영국 표준 등
순중량	98kg
치수 (너비, 두께 및 높이)	600*660*1260mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001

실험실 습식 3차원 진동 체 분리기

품목 번호: KT-VM200



소개

습식 3차원 진동 체질 기기는 실험실에서 건식 및 습식 시료의 체질 작업을 해결하는 데 중점을 둡니다. 20g - 3kg의 건식, 습식 또는 액체 시료 체질에 적합합니다.

자세히 알아보기

최대 하중	3 kg
스크린 층	1-8 층
최대 체 타워 질량	4 kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000 회/분
스크리닝 입자 크기 범위	20 um-125 mm
사용 가능한 최대 스크린 직경	200mm
최대 체 타워 높이	510mm
추가 기능	편안한 시각적 스크린 프레스 플레이트
스크리닝 방법	건식
전기 사양	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
전원 포트	국가 표준 / 유럽 표준 / 미국 표준 / 영국 표준 등
순중량	37 kg
치수 (너비, 두께 및 높이)	300*405*730mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001

3차원 전자기 체질 장치

품목 번호: KT-VT150

NEW



소개

KT-VT150은 체질 및 분쇄 모두를 위한 데스크탑 샘플 처리 장치입니다. 분쇄 및 체질은 건식 및 습식 모두 사용할 수 있습니다. 진동 진폭은 5mm이고 진동 주파수는 3000-3600회/분입니다.

자세히 알아보기

제품명	마이크로 3차원 진동 스크리너
처리 원리	고주파 3차원 포물선 운동
응용 샘플 특성	분말 과립 작은 조각 느슨한 현탁액 등
처리 유형	입자 크기 결정, 분리, 분류
최대 부하	3kg
스크린 층 수	1-8층
최대 체 타워 질량	2kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000회/분
체질 입자 크기 범위	20um-125mm
사용 가능한 최대 체 직경	100mm
최대 체 타워 높이	510mm
주요 기능	타이밍 비밀번호 잠금 연속 체질 간헐 체질을 위한 원키 리셋 알람 소리 건식 및 습식 체질 진폭 조절
추가 기능	편안한 시각적 스크린 압력판 액체 순환 시스템
체질 방법	건식
전기 사양	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 100W
전원 포트	국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등
순 중량	42kg
치수 (너비, 깊이, 높이)	430*400*620mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001

실험실 진동체 진동체 기계 슬랩 진동체

품목 번호: KT-T200TAP



소개

KT-T200TAP는 실험실 데스크탑용 슬랩 및 진동 체질 기구로, 300rpm 수평 회전 운동과 300번의 수직 슬랩 운동으로 수동 체질을 시뮬레이션하여 샘플 입자가 더 잘 통과하도록 돕습니다.

자세히 알아보기

체 직경(mm)	200
스크린 층	1-7 층
스윙 횟수 (회/분)	290±10
타격 횟수 (회/분)	156±10
왕복 횟수	25
슬랩 높이	38±6
전력(W)	550
전압(V)	220
치수 (mm)	H500*1500*W730
스크린 무게(kg)	80

건식 및 습식 3차원 체질용 실험실 진동 체질기

품목 번호: KT-VD200



소개

KT-VD200은 실험실에서 건식 및 습식 시료의 체질 작업에 사용할 수 있습니다. 체질 용량은 20g-3kg입니다. 이 제품은 독특한 기계 구조와 분당 3000회의 진동 주파수를 가진 전자기 진동 본체로 설계되었습니다.

자세히 알아보기

최대 하중	3 kg
스크린 층수	1-8층
최대 체 타워 질량	4 kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000회/분
체질 입자 크기 범위	20 um-125 mm
사용 가능한 최대 스크린 직경	200mm
최대 체 타워 높이	510mm
추가 기능	편안한 시각형 스크린 압판
체질 방식	건식 습식
전기 사양	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
전원 포트	국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등
순중량	42 kg
치수(너비, 두께 및 높이)	430*400*620mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

