



KINTEK SOLUTION

Sterilization Equipment 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



실험실용 고압 수평 오토클레이브 증기 멸균기

품목 번호: KT-P01



소개

수평 오토클레이브 증기 멸균기는 중력 치환 방식을 채택하여 내부 챔버의 찬 공기를 제거하므로 내부 증기 및 찬 공기 함량이 적어 멸균이 더욱 신뢰할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
멸균 챔버 용량	150L $\phi 440 \times 1000$	200L $\phi 515 \times 1000$	280L $\phi 600 \times 1000$	400L $\phi 700 \times 1100$	500L $\phi 700 \times 1300\text{mm}$
고정 작업 응력	0.22Mpa				
정격 작동 온도	134°C				
멸균 온도 선택	40°C-134°C				
타이밍 시간 선택 범위	0-60분				
멸균실 열 균일성	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$				
전력/공급 전압	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
치수 (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
운송 치수 (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
총 중량/순 중량	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg

실험실용 고압 증기 멸균기 수직 오토클레이브

품목 번호: KT-P03



소개

수직 압력 증기 멸균기는 가열 시스템, 마이크로컴퓨터 제어 시스템 및 과열 및 과압 보호 시스템으로 구성된 자동 제어 멸균 장비의 일종입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
멸균 챔버 용량	35L $\phi 318 \times 450\text{mm}$	50L $\phi 340 \times 550\text{mm}$	75L $\phi 400 \times 600\text{mm}$	100L $\phi 440 \times 650\text{mm}$
고정 작동 응력	0.22Mpa			
정격 작동 온도	134°C			
작동 압력	0.23Mpa			
열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
타이밍 선택 범위	0-99분/0-99시간 59분			
온도 선택 범위	0-134°C			
전력/공급 전압	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
치수 (mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
운송 부피 (mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
총 중량/순 중량	96Kg/77Kg	102Kg/83Kg	120Kg/98Kg	135Kg/110Kg

식물용 허브 분말 멸균기 실험실 오토클레이브

품목 번호: KT-Q01



소개

중국 전통 의학용 허브 분말 멸균 오토클레이브 기계는 포화 증기를 사용하여 효과적으로 멸균합니다. 증기의 열과 침투성을 활용하여 보온 후 멸균을 달성하고 전용 건조 시스템으로 우수한 건조 효과를 유지합니다.

자세히 알아보기

사양	치수	챔버 크기	증기 소비량	멸균 트레이 수	전기	장비 순중량
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18KG	18	2+(24)	900KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25KG	18	2+(24)	1000KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30KG	26	3+(36)	1400KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40KG	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45KG	36	3KW	1700KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50KG	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60KG	72	4KW	2000KG
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65KG	88	4.5KW	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75KG	88	6KW	3000KG
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90KG	88	8KW	3500KG

사양	치수	챔버 크기	증기 소비량	멸균 트레이 수	전기	장비 순중량
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	12	1.2+(24)	700KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	12	1.2+(24)	800KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	36	2.0+(36)	1200KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	36	2.0+(36)	1400KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	48	2.5KW	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	72	2.5KW	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	96	3.5KW	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	60	4.5KW	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5KW	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140KG	120	6KW	3000KG

사양	치수	챔버 크기	증기 소비량	오존 제거	평균 트레이 수	전기	장비 순중량
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	4	12	2+(24)	980KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	9	36	3+(36)	1700KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3KW	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	13	72	4KW	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4KW	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	20	60	4.5KW	2600KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	25	120	6KW	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140KG	30	120	8KW	3600KG

실험실 멸균기 랩 오토클레이브 펄스 진공 리프팅 멸균기

품목 번호: KT-Q02



소개

펄스 진공 리프팅 멸균기는 효율적이고 정확한 멸균을 위한 최첨단 장비입니다. 펄스 진공 기술, 사용자 정의 가능한 사이클, 사용하기 쉬운 디자인을 통해 간편한 작동과 안전성을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
멸균 챔버의 유효 부피	60L $\phi 396 \times 490\text{mm}$	80L $\phi 396 \times 650\text{mm}$	100L $504 \times 404 \times 502\text{mm}$	120L $504 \times 404 \times 590\text{mm}$
리프팅 후 높이	1310	1590	1475	1565
작동 압력	0.22Mpa			
작동 온도	134°C			
열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
타이밍 선택 범위	0.99분			
온도 선택 범위	105-134°C			
전력/공급 전압	증기 발생기 전력: 3KW 건조 벨트 전력: 2.4KW/AC220V 50HZ		증기 발생기 전력: 3.6KW 건조 벨트 전력: 2.4KW/AC220V 50HZ	
치수 (mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
운송 부피 (mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
총 중량/순 중량	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg

실험실 멸균기 랩 오토클레이브 맥동 진공 데스크탑 증기 멸균기

품목 번호: KT-B01



소개

맥동 진공 데스크탑 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 품목을 신속하게 멸균하는 데 사용되는 작고 안정적인 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-XB20J	KT-XB24J
멸균 챔버 용량	20L	24L
멸균 챔버 크기	φ250×420mm	φ250×500mm
정격 작동 압력	0.22Mpa	0.22Mpa
정격 작동 온도	134°C	134°C
멸균 온도 범위	105-134°C	105-134°C
타이머 범위	0-60분	0-60분
챔버 내 온도 균일성	≤±1°C	≤±1°C
전원 공급 장치	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)
멸균 트레이 (mm)	340×200×30 (3개)	340×200×30 (3개)
외부 치수 (mm)	480×480×384	480×480×384
포장 치수 (mm)	700×580×500	700×580×500
총 중량/순 중량	44/40Kg	50/45Kg

실험실용 데스크탑 고압 멸균기 16L 24L

품목 번호: KT-B02



소개

이 데스크탑 고속 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 용품을 신속하게 멸균하는 데 사용되는 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-T16J	KT-T24J
멸균 챔버 용량	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
고정 작업 압력	0.22Mpa	
정격 작업 온도	134°C	
멸균 온도 선택	105-134°C	
타이밍 시간 선택 범위	0-99분	
멸균실 열 균일성	≤±1°C	
전력/공급 전압	AC220V.50Hz/2.7KW	
전체 치수 (mm)	545×328×423	560×350×500
포장 크기 (mm)	605×390×480	620×410×570
총 중량/순 중량	17/15Kg	20/18Kg

데스크탑 고속 실험실 오토클레이브 멸균기 20L 24L 실험실용

품목 번호: KT-B03



소개

데스크탑 고속 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 품목의 신속한 멸균에 사용되는 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-XD20D	KT-XD24D
멸균 챔버 용량	20L $\phi 250 \times 420\text{mm}$	24L $\phi 250 \times 520\text{mm}$
고정 작업 압력	0.22Mpa	
정격 작동 온도	134°C	
멸균 온도 선택	105-134°C	
타이밍 시간 선택 범위	0-99분	
멸균실 열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
전력/공급 전압	1.5KW/AC220V.50Hz	
멸균 트레이 (mm)	340×200×30(3개)	400×200×30(3개)
전체 치수 (mm)	480×680×455	480×680×455
포장 크기 (mm)	580×700×500	580×800×560
총 중량/순 중량	43/40Kg	50/45Kg

실험실용 데스크탑 고속 멸균기 35L 50L 90L

품목 번호: KT-B04



소개

데스크탑 고속 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 용품의 신속한 멸균에 사용되는 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 장치입니다. 수술 도구, 유리 제품, 의약품 및 내성 물질을 효율적으로 멸균하여 다양한 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

모델	KT-XD35DV	KT-XD50DV	
멸균 챔버 용량	35L $\phi 300 \times 500\text{mm}$	50L $\phi 340 \times 550\text{mm}$	
고정 작업 압력	0.22Mpa		
정격 작업 온도	134°C		
멸균 온도 선택	105-134°C		
타이밍 시간 선택 범위	0-99분		
멸균실 열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
전력/공급 전압	AC220V 50Hz/2.7KW		
전체 치수 (mm)	730 $\times$ 550 $\times$ 510	770 $\times$ 600 $\times$ 540	
포장 크기 (mm)	810 $\times$ 680 $\times$ 650	880 $\times$ 730 $\times$ 700	
총 중량/순 중량	115/93Kg	130/106Kg	

실험실 과학 전기 가열 폭풍 건조 오븐

품목 번호: KT-B05



소개

데스크탑 고속 오토클레이브 멸균기는 의료, 제약 및 연구 품목의 신속한 멸균에 사용되는 작고 안정적인 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-9040A(S)	KT-9070A(S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
전압	AC220V 50Hz				
온도 범위	50°C-300°C				
온도 변동	±1°C				
추적 경보	+5°C				
소비 전력	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
스튜디오 크기 (mm)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
치수 (mm)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355

액정 디스플레이 자동형 수직 압력 증기 멸균기 실험실 멸균기 오토클레이브

품목 번호: KT-C04



소개

액정 디스플레이 자동 수직 멸균기는 가열 시스템, 마이크로컴퓨터 제어 시스템 및 과열 및 과전압 보호 시스템으로 구성된 안전하고 신뢰할 수 있으며 자동 제어되는 멸균 장비입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
멸균 챔버 용량	35L $\phi 318 \times 450\text{mm}$	50L $\phi 340 \times 550\text{mm}$	75L $\phi 400 \times 600\text{mm}$	100L $\phi 440 \times 650\text{mm}$
고정 작동 응력	0.22Mpa			
정격 작동 온도	134°C			
작동 압력	0.25Mpa			
열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
타이밍 선택 범위	0-99분/0-99시간59분			
온도 선택 범위	1-134°C			
전력/공급 전압	1 X 2.5KW/AC220V 50HZ	2 X 2.5KW/AC220V 50HZ	3 X 2.5KW/AC220V 50HZ	
치수 (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
운송 부피 (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
총 중량/순 중량	81Kg/63Kg	94Kg/74Kg	113Kg/93Kg	125Kg/105Kg

휴대용 디지털 디스플레이 자동 실험실 멸균기 실험실 오토클레이브 멸균 압력용

품목 번호: KT-C05



소개

휴대용 오토클레이브 멸균 압력은 고압 포화 증기를 사용하여 물체를 빠르고 효과적으로 멸균하는 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-18HDD	KT-24HDD
소독 용량	18L $\phi 280 \times 260$ mm	24L $\phi 280 \times 390$ mm
고정 작업 능력	0.14-0.16Mpa	
정격 작업 온도	126°C	
최대 안전 압력	0.165Mpa	
멸균실의 열 균일성	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$	
전력	AC220V, 50Hz/2KW	
운송 용적 (mm)	420 $\times$ 420 $\times$ 630	420 $\times$ 450 $\times$ 750
총 중량/순 중량	14/12Kg	15/14Kg

실험실 수평 오토클레이브 증기 멸균기 실험실 마이크로컴퓨터 멸균기

품목 번호: KT-C06



소개

수평 오토클레이브 증기 멸균기는 중력 변위 방식을 채택하여 내부 챔버의 찬 공기를 제거하므로 내부 챔버의 증기 찬 공기 함량이 적어 멸균이 더 신뢰할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기술 데이터	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
멸균 챔버 용량	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
작동 압력	0.22 MPa		
작동 온도	134도		
온도 조정	40 - 134도		
멸균 시간	0-99 분		
건조 시간	0-99 분		
열 균일성	≤± 2도		
전력	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
치수	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
운송 치수	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
총중량/순중량	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG

56L 수직 실험실 진공 건조 오븐

품목 번호: KT-LVD



소개

정밀하고 저온 샘플 탈수를 위한 56L 실험실 진공 건조 오븐을 만나보세요. 바이오 제약 및 재료 과학에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
모델	KT-DZK-6055B
용량	56 L
디스플레이 모드	LCD 화면
온도 제어 범위	실온+10°C ~ 250°C
온도 해상도	0.1°C
진공 수준	-0.1 MPa
타이머 범위	1분 ~ 999시간 59분
가열 전력	700W (총 전력: 1400W)
챔버 재질	201 스테인리스 스틸 (304 선택 사항)
챔버 치수	350(D) × 400(W) × 400(H) mm
표준 선반	2개 (각각 15kg 하중)
최대 연속 작동	7일 (230°C에서)
퓨즈 정격	10A
전원 공급 장치	AC 220V / 50Hz
순중량	70 Kg
제품 치수	516(D) × 665(W) × 730(H) mm

분야	응용
생물학적 샘플	백신, 효소, 미생물의 특수 저온 건조 및 보존으로 활성과 안정성을 보장합니다.
재료 과학	첨단 R&D를 위한 폴리머 재료 및 나노 재료의 탈수 및 경화.
전자 산업	정밀 부품 및 반도체의 수분 제거(베이킹)로 고장을 방지하고 서비스 수명을 향상시킵니다.

분야	응용
화학 공학	촉매 및 정밀 화학 물질의 정제 및 건조로 제품 순도를 향상시킵니다.

23L 실험실 진공 건조 오븐

품목 번호: KT-VDO



소개

Kintek 지능형 진공 건조 오븐: 정밀하고 안정적인 저온 건조. 열에 민감한 재료에 이상적입니다. 지금 견적을 받아보세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
모델	KT-DZK-6025B
디스플레이 모드	LCD 화면
온도 제어 범위	실온 +10°C ~ 250°C
온도 해상도	0.1°C
진공 수준	-0.1 MPa
타이머 범위	1분 ~ 999시간 59분
가열 전력	400W (총 전력: 800W)
최대 연속 작동	7일 (230°C에서)
챔버 재질	201 스테인리스 스틸 (304 SS 옵션)
챔버 치수	280 (D) × 280 (W) × 300 (H) mm
용량	23 L
선반	표준 선반 2개 (각각 하중: 15kg)
전원 공급 장치	AC 220V / 50Hz
순 중량	46 Kg

실험실용 휴대용 고압 실험실 오토클레이브 증기 멸균기

품목 번호: KT-P02



소개

휴대용 오토클레이브 멸균기는 가압 포화 증기를 사용하여 물품을 빠르고 효과적으로 멸균하는 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	3밸브 강화형			KTM-B 자동 및 KTM-C 자동			
제품 번호	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
용량	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
주파수	50±1			50			
전력	2±10%KW			2KW			
입력 전원	AC(220±22)V			220V			
정격 작동 온도	126°C						
고정 작동 압력	0.142Mpa						
순중량	12Kg	13.5Kg	14.7Kg	9Kg	10.5Kg	12Kg	14Kg

모델	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
입력 전원	220V/50HZ		
전력	1KW	2KW	2KW
표시 방식	압력계		
용량	8L	18L	24L
최대 작동 온도	126~128°C		
고정 작동 압력	0.145~0.165Mpa		
내부 배럴 두께	0.52mm		
가열 방식	석탄 및 전기		
멸균실 크기	φ240×120mm	φ280×235mm	φ280×340mm

모델	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
입력 전원	220V/50HZ			

전력	2KW			
표시 방식	압력계		압력계/디지털 디스플레이	
용량	18L	24L	18L	24L
최대 작동 온도	126~128°C			
고정 작동 압력	0.145~0.165Mpa			
내부 배럴 두께	0.52mm			
가열 방식	전기 가열			
평균 실 크기	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

