



KINTEK SOLUTION

Tablet Punching Machine 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???


>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



단일 펀치 전기 타블렛 프레스 기계 실험실 분말 타블렛 펀칭 Tdp 타블렛 프레스

품목 번호: TPM-03



소개

단일 펀치 전기 타블렛 프레스는 제약, 화학, 식품, 야금 및 기타 산업의 기업 실험실에 적합한 실험실 규모의 타블렛 프레스입니다.

자세히 알아보기

조절 가능한 펀칭 압력	50KN
조절 가능한 타블렛 직경	5mm - 25mm
조절 가능한 타블렛 두께	0.5-8mm
충전 깊이	20mm
생산 능력	3600개/시간
모터 출력	1.5kW
나무 상자 포장 치수	580*500*830mm
외부 나무 상자 포함 무게	150kg (수출 훈증 무료 나무 상자 포장 포함)

Tdp용 단일 펀치 타블렛 프레스 기계 및 대량 생산 회전식 타블렛 펀칭 기계

품목 번호: TPM-05



소개

회전식 타블렛 펀칭 기계는 자동 회전 및 연속 타블렛 제조 기계입니다. 주로 제약 산업에서 타블렛 제조에 사용되며, 식품, 화학, 배터리, 전자, 세라믹 등 산업 분야에서 과립 원료를 압축하여 타블렛으로 만드는 데에도 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

회전 타원형 및 정사각형 몰드를 위한 멀티 펀치 로터리 타블렛 프레스 몰드 링

품목 번호: TPM-06



소개

멀티 펀치 로터리 타블렛 프레스 몰드는 제약 및 제조 산업에서 정제 생산 공정을 혁신하는 핵심 부품입니다. 이 복잡한 몰드 시스템은 여러 개의 펀치와 다이를 원형으로 배열하여 빠르고 효율적인 정제 형성을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

실험실 규모 회전식 단일 펀치 정제 프레스기 Tdp 정제 타발기

품목 번호: TPM-01



소개

본 기기는 입상 원료를 다양한 정제로 압축하는 단일 압력 방식 자동 회전 연속 타정기입니다. 주로 제약 산업의 정제 생산에 사용되며 화학, 식품, 전자 등 다른 산업 분야에서도 활용됩니다.

자세히 알아보기

다이 수량	5개
압력	60KN
최대 정제 직경	18mm
최대 정제 높이	6mm
최대 충전 높이	15mm
디스크 회전 속도	30rpm
생산 능력	9000개/시간
모터 출력	2.2Kw
치수	960*660*1230mm
중량	320kg

1. 잔여 분말은 진공 청소기로 재활용할 수 있습니다(옵션)

2. 정제 다이는 특정 요구 사항에 맞춰 제작할 수 있습니다

단일 펀치 수동 타블렛 프레스 기계 Tdp 타블렛 펀칭 기계

품목 번호: TPM-02



소개

단일 펀치 수동 타블렛 펀칭 기계는 유동성이 좋은 다양한 과립, 결정 또는 분말 원료를 디스크 모양, 원통형, 구형, 볼록형, 오목형 및 기타 다양한 기하학적 모양(정사각형, 삼각형, 타원형, 캡슐 모양 등)으로 누를 수 있으며 텍스트와 패턴이 있는 제품도 누를 수 있습니다.

자세히 알아보기

조절 가능한 펀칭 압력	15KN
조절 가능한 타블렛 직경	5mm - 12mm
조절 가능한 타블렛 두께	2-6mm
충진 깊이	20mm
생산 능력	30-50 개/시간
나무 상자 포장 치수	535 x 450x 630mm
외부 나무 상자 포함 무게	40kg (수출 훈증 없는 나무 상자 포장 포함)

단일 펀치 전기 정제 프레스 기계 Tdp 정제 타정기

품목 번호: TPM-04



소개

전기 정제 타정기는 다양한 과립 및 분말 원료를 디스크 및 기타 기하학적 형태로 압축하도록 설계된 실험실 장비입니다. 일반적으로 의약, 건강식품, 식품 및 기타 산업에서 소량 생산 및 가공에 사용됩니다. 이 기계는 작고 가벼우며 조작이 쉬워 진료소, 학교, 실험실 및 연구 기관에서 사용하기에 적합합니다.

자세히 알아보기

조절 가능한 타정 압력	15KN
조절 가능한 정제 직경	5mm - 12mm
정제 직경 범위	5-12mm (5, 6, 8, 10, 12MM 제고 보유, 원하는 사양 선택 가능)
조절 가능한 정제 두께	2-6mm
생산 능력	5000개/시간
모터 출력	0.37kW
나무 상자 포장 치수	710*450*775mm
외부 나무 상자를 포함한 무게	65kg(수출용 혼증 없는 나무 상자 포장 포함)



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

