



KINTEK SOLUTION

## 태블릿 펀칭기 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

# KINTEK SOLUTION

## 회사 프로필

### >>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



## 전기 정제 편칭기

품목 번호: TPM-01



### 소개

이 기계는 입상 원료를 다양한 정제로 압축하는 단일 압력 자동 회전 연속 타정기입니다. 주로 제약 산업의 정제 생산에 사용되며 화학, 식품, 전자 및 기타 산업 분야에도 적합합니다.

### 자세히 알아보기

다이 수량	5개
압력	60KN
최대. 정제 직경	18mm
최대. 태블릿 높이	6mm
최대. 충전 높이	15mm
디스크 회전 속도	30rpm
용량	9000개/시간
모터 파워	2.2Kw
치수	960*660*1230mm
무게	320kg
1. 남은 가루는 진공청소기로 재활용 가능(옵션)	

2. 태블릿 다이는 특정 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

## 단일 펀치 수동 태블릿 펀칭기

품목 번호: TPM-02



### 소개


단일 펀치 수동 정제 펀칭기는 유동성이 좋은 다양한 입상, 결정 또는 분말 원료를 디스크 모양, 원통형, 구형, 볼록형, 오목형 및 기타 다양한 기하학적 모양(사각형, 삼각형, 타원, 캡슐 모양 등)으로 압축할 수 있습니다.), 텍스트와 패턴이 있는 제품을 프레스할 수도 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

조정 가능한 펀칭 압력	15KN
조정 가능한 정제 직경	5mm - 12mm
조정 가능한 정제 두께	2-6mm
채우는 깊이	20mm
생산 능력	30-50 조각/시간
나무 상자 포장 치수	535x450x630mm
외부 나무 상자를 포함한 무게	40kg (수출무늬증 나무상자포장 포함)

## 단일 펀치 전기 정제 프레스 실험실 분말 정제 기계

품목 번호: TPM-03



### 소개

싱글 펀치 전동 태블릿 프레스는 제약, 화학, 식품, 야금 및 기타 산업의 기업 실험실에 적합한 실험실 규모의 태블릿 프레스입니다.

[자세히 알아보기](#)

조정 가능한 펀칭 압력	50KN
조정 가능한 정제 직경	5mm - 25mm
조절 가능한 정제 두께	0.5-8mm
채우는 깊이	20mm
생산 능력	3600개/시간
모터 파워	1.5kW
나무 상자 포장 치수	580*500*830mm
외부 나무 상자를 포함한 무게	150kg (수출무훈증 나무상자포장 포함)

## 단일 편칭 전기 태블릿 편칭기

품목 번호: TPM-04



### 소개

전기 정제 편칭기는 다양한 입상 및 분말 원료를 디스크 및 기타 기하학적 모양으로 압축하기 위해 설계된 실험실 장비입니다. 이는 제약, 의료 제품, 식품 및 기타 산업에서 소량 생산 및 가공을 위해 일반적으로 사용됩니다. 이 기계는 작고 가벼우며 작동이 간편하여 진료소, 학교, 실험실, 연구실에서 사용하기에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

조정 가능한 편칭 압력	15KN
조정 가능한 정제 직경	5mm - 12mm
정제 직경 범위	5-12mm (5, 6, 8, 10, 12MM 재고 있음, 모든 사양 선택)
조절 가능한 정제 두께	2-6mm
생산 능력	5000 조각/시간
모터 파워	0.37kW
나무 상자 포장 치수	710*450*775mm
외부 나무 상자를 포함한 무게	65kg (수출무훈증 나무상자포장 포함)

## 대량 생산 회전식 태블릿 편칭기

품목 번호: TPM-05



### 소개

회전식 정제 편칭기는 자동 회전 및 연속 정제 기계입니다. 주로 제약산업의 정제 제조에 사용되며, 식품, 화학, 배터리, 전자, 세라믹 등 산업분야에서도 입상 원료를 압축하여 정제로 만드는데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

## 멀티 펀치 회전식 태블릿 프레스 몰드 링, 회전 타원형, 사각형 몰드

품목 번호: TPM-06



### 소개

멀티 펀치 회전식 정제 프레스 금형은 제약 및 제조 산업의 중추적인 구성 요소로 정제 생산 공정에 혁명을 일으켰습니다. 이 복잡한 몰드 시스템은 원형 방식으로 배열된 여러 개의 펀치와 다이로 구성되어 있어 빠르고 효율적인 정제 형성이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)





## Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

