

1-5L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-1



소개

당사의 1-5L 재킷 유리 반응기 시스템으로 제약, 화학 또는 생물학적 제품을 위한 완벽한 솔루션을 찾으십시오. 사용자 지정 옵션을 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
반응기 체적	1L	2L	3L	5L
재킷 볼륨	0.3L	0.6L	0.9L	1.5L
깔때기 크기	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
진공 밀봉	Teflon+Viton 밀봉			
속도 제어	Knop 무단 속도 조절			
교반 속도	0-1300rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	480*420*1110mm	480*420*1110mm	480*420*1110mm	591*520*1594mm
순중량	19kg	20kg	21kg	34kg