

저온 항온 반응조 수조 냉각용 100L 냉각 순환기 냉각수 순환기

품목 번호: KCP-100



소개

KinTek KCP 냉각 순환기로 실험실 또는 산업용으로 안정적이고 효율적인 냉각 성능을 확보하십시오. 최대 -120°C 온도 및 내장 순환 펌프.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작업 온도	냉각 용량	펌프 유량	온도 안정성	호스 포트	치수 (mm)
KCP100-20	100L	-23-5°C	9738-2626W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1100*900*1100
KCP100-30	100L	-32-5°C	9820-2820W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1100*900*1100
KCP100-40	100L	-40-5°C	10860-2830W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1100*900*1100
KCP100-60	100L	-63-5°C	11380-2100W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1200*1100*1350
KCP100-80	100L	-83-5°C	11670-1800W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1200*1100*1350
KCP100-120	100L	-120-5°C	11880-1200W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1460*1200*1350