

100L 냉각 서큐레이터 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-100



소개

KinTek KCP 냉각 순환기로 실험실 또는 산업 요구에 맞는 안정적이고 효율적인 냉각 전력을 얻으십시오. 최대로, -120°C 온도 및 내장형 순환 펌프.

자세히 알아보기

모델	체적	근무 온도	냉방 능력	펌프 유량	온도 안정	호스 포트	치수(mm)
KCP100-20	100L	-23-5°C	9738-2626W	70L/분 6-8m	+/-2°C	1/2"	1100*900*1100
KCP100-30		-32-5°C	9820-2820W				
KCP100-40		-40-5°C	10860-2830W				1200*1100*1350
KCP100-60		-63-5°C	11380-2100W				
KCP100-80		-83-5°C	11670-1800W				
KCP100-120		-120-5°C	11880-1200W				1460*1200*1350