

80L 가열 냉각 순환기 고저온 반응용 냉각수조 순환기

품목 번호: KCBP-80



소개

KinTek KCBH 80L 가열 냉각 순환기로 올인원 가열, 냉각, 순환 기능을 모두 갖추십시오. 실험실 및 산업 응용 분야를 위한 고효율, 안정적인 성능.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작업 온도	냉각 용량	총 전력	유량	온도 안정성	치수 (mm)
KCBH100-20	100L	-20-200°C	18638-6966W	13.5	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-30	100L	-30-200°C	19904-9557W	13.5	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-40	100L	-40-200°C	25334-10698W	13.5	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250