

80L 가열 냉각 순환기 고저온 항온 반응용 냉각수조 순환기

품목 번호: KCBP-80



소개

KinTek KCBH 80L 가열 냉각 순환기로 올인원 가열, 냉각, 순환 기능을 모두 갖추십시오. 실험실 및 산업 응용 분야를 위한 고효율, 안정적인 성능.

자세히 알아보기

| 모델 | 유체 용량 | 작업 온도 | 냉각 용량 | 총 전력 | 유량 | 온도 안정성 | 치수 (mm) |
|------------|-------|-----------|--------------|------|-------------|--------|--------------|
| KCBH100-20 | 100L | -20-200°C | 18638-6966W | 13.5 | 42L/min 28m | +/-2°C | 880*880*1250 |
| KCBH100-30 | | -30-200°C | 19904-9557W | | | | |
| KCBH100-40 | | -40-200°C | 25334-10698W | | | | |