

10L 냉각 순환기 냉각 항온수조 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-10



소개

실험실 요구 사항에 맞는 KinTek KCP 10L 냉각 순환기를 구입하세요. 최대 -120°C의 안정적이고 조용한 냉각 성능을 갖추고 있으며, 다용도 응용 분야를 위한 하나의 냉각조로도 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작업 온도	냉각 용량	펌프 유량	온도 안정성	호스 포트	치수 (mm)
KCP10-10	10L	-12-5°C	1825-820W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-20	10L	-23-5°C	2100-780W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-25	10L	-26-5°C	2170-780W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-30	10L	-32-5°C	2436-820W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-40	10L	-40-5°C	2548-980W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-60	10L	-63-5°C	2732-310W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	720*650*900
KCP10-80	10L	-83-5°C	2900-230W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	720*650*900
KCP10-120	10L	-120-5°C	2982-200W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	940*710*900