

10L 가열 냉각 순환기 냉각수조 순환기 고저온 정온 반응용

품목 번호: KCBH-10



소개

KinTek KCBH 10L 가열 냉각 순환기로 효율적인 실험실 성능을 경험해 보세요. 올인원 디자인으로 산업 및 실험실 용도에 적합한 안정적인 가열, 냉각 및 순환 기능을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작업 온도	냉각 용량	총 전력	유량	온도 안정성	치수 (mm)
KCBH10-10	10L	-10-200°C	1865-860W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH10-20	10L	-20-200°C	2140-359W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH10-30	10L	-30-200°C	1415-490W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH10-40	10L	-40-200°C	1460-501W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH10-60	10L	-60-200°C	1950-270W	7.5Kw	20L/min 20m	+/-2°C	630*550*1400
KCBH10-80	10L	-80-200°C	1978-240W	7.5Kw	20L/min 20m	+/-2°C	630*550*1400