

## 20L 냉각수조 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-20



### 소개

KinTek KCP 냉각 순환기는 순환 유체를 통해 일정한 냉각 전력을 공급하는 다용도 및 신뢰할 수 있는 장비입니다. 단일 냉각조로 작동하며 최대 냉각 온도 -120°C까지 도달할 수 있습니다.

### 자세히 알아보기

| 모델        | 유체 용량 | 작동 온도    | 냉각 용량      | 펌프 유량        | 온도 안정성 | 호스 포트 | 치수 (mm)      |
|-----------|-------|----------|------------|--------------|--------|-------|--------------|
| KCP20-20  | 20L   | -23~5°C  | 3126-950W  | 35L/min 4-6m | +/-2°C | 1/2"  | 630*52*1000  |
| KCP20-30  | 20L   | -32~5°C  | 3237-1023W | 35L/min 4-6m | +/-2°C | 1/2"  | 630*52*1000  |
| KCP20-40  | 20L   | -40~5°C  | 3635-980W  | 35L/min 4-6m | +/-2°C | 1/2"  | 630*52*1000  |
| KCP20-60  | 20L   | -63~5°C  | 4210-510W  | 35L/min 4-6m | +/-2°C | 1/2"  | 940*710*1010 |
| KCP20-80  | 20L   | -83~5°C  | 4530-360W  | 35L/min 4-6m | +/-2°C | 1/2"  | 940*710*1010 |
| KCP20-120 | 20L   | -120~5°C | 4889-270W  | 35L/min 4-6m | +/-2°C | 1/2"  | 1000*800*900 |