

## 20L 냉각 서큐레이터 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-20



### 소개

KinTek KCP 칠링 서큐레이터는 순환 유체로 일정한 냉각력을 공급하는 신뢰할 수 있는 다용도 장비입니다. 그것은 하나의 차가운 목욕으로 작동하고 최대에 도달할 수 있습니다. -120°C의 냉각 온도.

### 자세히 알아보기

모델	체적	근무 온도.	냉방 능력	펌프 유량	온도 안정	호스 포트	치수(mm)
KCP20-20	20L	-23-5°C	3126-950W	35L/분 4-6m	+/-2°C	1/2"	630*52*1000
KCP20-30		-32-5°C	3237-1023W				
KCP20-40		-40-5°C	3635-980W				
KCP20-60		-63-5°C	4210-510W				940*710*1010
KCP20-80		-83-5°C	4530-360W				
KCP20-120		-120-5°C	4889-270W				