

20L 가열 냉각 순환기 냉각수조 순환기 고저온 정온 반응용

품목 번호: KCBH-20



소개

KinTek KCBH 20L 가열 냉각 순환기로 실험실 생산성을 극대화하세요. 올인원 디자인은 산업 및 실험실 용도로 신뢰할 수 있는 가열, 냉각 및 순환 기능을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작동 온도	냉각 용량	총 전력	유량	온도 안정성	치수 (mm)
KCBH20-10	20L	-10-200°C	3126-950W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-20	20L	-20-200°C	3163-980W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-30	20L	-30-200°C	3277-1061W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-40	20L	-40-200°C	3675-998W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-60	20L	-60-200°C	4160-550W	7.8Kw	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH20-80	20L	-80-200°C	4576-420W	7.8Kw	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250