

20L 가열 냉각 순환기 고온 및 저온 항온 반응 수조

품목 번호: KCBH-20



소개

KinTek KCBH 20L 가열 냉각 순환기로 실험실 생산성을 극대화하십시오. 올인원 디자인은 산업 및 실험실 사용을 위한 안정적인 가열, 냉각 및 순환 기능을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	체적	근무 온도.	냉방 능력	전반적인 힘	유량	온도 안정	치수(mm)
KCBH20-10	20L	-10~200°C	3126-950W	7.2Kw	42L/분	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-20		-20~200°C	3163-980W				
KCBH20-30		-30~200°C	3277-1061W				
KCBH20-40		-40~200°C	3675-998W	7.8Kw			880*880*1250
KCBH20-60		-60~200°C	4160-550W				
KCBH20-80		-80~200°C	4576-420W				