

30L 냉각수조 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-30



소개

KinTek KCP 냉각 순환기는 실험실을 시원하게 유지하며, 일정한 냉각 전력에 이상적이며 모든 작업 요구 사항을 충족하도록 조정 가능합니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작동 온도	냉각 용량	펌프 유량	온도 안정성	호스 포트	치수 (mm)
KCP30-20	30L	-23~5℃	3780-1150W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP30-30	30L	-32~5℃	3960-1200W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP30-40	30L	-40~5℃	4080-1270W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP30-60	30L	-63~5℃	4330-680W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	1030*810*1020
KCP30-80	30L	-83~5℃	4679-422W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	1030*810*1020
KCP30-120	30L	-120~5℃	4968-330W	35L/min 4-6m	+/-2℃	1/2"	1150*850*1100