

## 30L 냉각 서큐레이터 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-30



### 소개

KinTek KCP 냉각 순환기로 실험실을 시원하게 유지하십시오. 지속적인 냉각 전력에 이상적이며 모든 작업 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다.

### 자세히 알아보기

모델	체적	근무 온도.	냉방 능력	펌프 유량	온도 안정	호스 포트	치수(mm)
KCP30-20	30L	-23-5°C	3780-1150W	35L/분 4-6m	+/-2°C	1/2"	940*710*1010
KCP30-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP30-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP30-60		-63-5°C	4330-680W				1030*810*1020
KCP30-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP30-120		-120-5°C	4968-330W				