

30L 가열 냉각 순환기 고온 및 저온 항온 반응 수조

품목 번호: KCBH-30



소개

KinTek KCBH 30L 가열 냉각 순환기로 다양한 실험실 성능을 얻으십시오. 최대로, 200°C 및 최대 가열 온도, -80°C의 냉각 온도로 산업용으로 적합합니다.

자세히 알아보기

모델	체적	근무 온도	냉방 능력	전반적인 힘	유량	온도 안정	치수(mm)
KCBH30-10	30L	-10~200°C	3780-1150W	10.2Kw	42L/분	+/-2°C	630*550*1100
KCBH30-20		-20~200°C	3960-1200W				
KCBH30-30		-30~200°C	7803-3746W				
KCBH30-40		-40~200°C	9931-4190W	12.5Kw			880*880*1250
KCBH30-60		-60~200°C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80~200°C	10578-3087W				