

50L 가열 냉각 서큘레이터 고온 및 저온 항온 반응조

품목 번호: KCBH-50



소개

KinTek KCBH 50L 가열 냉각 순환기로 다양한 가열, 냉각 및 순환 기능을 경험하십시오. 효율적이고 안정적인 성능으로 실험실 및 산업 환경에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	체적	근무 온도	냉방 능력	전반적인 힘	유량	온도 안정	치수(mm)
KCBH50-20	50L	-20~200°C	11156-5341W	12	42L/분	+/-2°C	720*650*1150
KCBH50-30		-30~200°C	13695-9575W				
KCBH50-40		-40~200°C	11743-7351W				
KCBH50-60		-60~200°C	18437-7601W	15.5Kw			880*880*1250
KCBH50-80		-80~200°C	18657-7760W				