

50L 가열 냉각 순환기

품목 번호: KCBH-50



소개

KinTek KCBH 50L 가열 냉각 순환기로 다양한 가열, 냉각 및 순환 기능을 경험하십시오. 효율적이고 안정적인 성능으로 실험실 및 산업 환경에 이상적입니다.

자세히 알아보기

| 모델 | 체적 | 근무 온도 | 냉방 능력 | 전반적인 힘 | 유량 | 온도 안정 | 치수(mm) |
|-----------|-----|-----------|-------------|--------|-------|--------|--------------|
| KCBH50-20 | 50L | -20~200°C | 11156-5341W | 12 | 42L/분 | +/-2°C | 720*650*1150 |
| KCBH50-30 | | -30~200°C | 13695-9575W | | | | |
| KCBH50-40 | | -40~200°C | 11743-7351W | 15.5Kw | | | 880*880*1250 |
| KCBH50-60 | | -60~200°C | 18437-7601W | | | | |
| KCBH50-80 | | -80~200°C | 18657-7760W | | | | |