

저온 항온 반응조용 5L 냉각 순환기 냉각수조 순환기

품목 번호: KCP-5



소개

KinTek KCP 5L 냉각 순환기로 실험실 효율을 극대화하세요. 다용도 및 안정적인 성능으로 최대 -120°C까지 일정한 냉각 성능을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작동 온도.	냉각 용량	유량	온도 안정성	호스 포트	치수 (mm)
KCP5-10	5L	-12~5°C	1213-290W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-20	5L	-23~5°C	1248-319W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-25	5L	-26~5°C	1314-447W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-30	5L	-32~5°C	1375-450W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-40	5L	-40~5°C	1420-462W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-60	5L	-63~5°C	1910-230W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	430*350*960
KCP5-80	5L	-83~5°C	1938-200W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	430*350*960
KCP5-120	5L	-120~5°C	2635-180W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	540*450*1020