

5L 냉각 서클레이터 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-5



소개

KinTek KCP 5L 냉각 순환기로 실험실 효율성을 극대화하십시오. 다재다능하고 신뢰할 수 있으며 -120°C까지 일정한 냉각력을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	체적	근무 온도.	냉방 능력	유량	온도 안정	호스 포트	치수(mm)
KCP5-10	5L	-12-5°C	1213-290W	35L/분 4-6m	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-20		-23-5°C	1248-319W				
KCP5-25		-26-5°C	1314-447W				
KCP5-30		-32-5°C	1375-450W				
KCP5-40		-40-5°C	1420-462W				430*350*960
KCP5-60		-63-5°C	1910-230W				
KCP5-80		-83-5°C	1938-200W				
KCP5-120		-120-5°C	2635-180W				