

5L 냉각 서큐레이터 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-5



소개

KinTek KCP 5L 냉각 순환기로 실험실 효율성을 극대화하십시오. 다재다능하고 신뢰할 수 있으며 -120°C까지 일정한 냉각력을 제공합니다.

자세히 알아보기

| 모델 | 체적 | 근무 온도. | 냉방 능력 | 유량 | 온도 안정 | 호스 포트 | 치수(mm) |
|----------|----|----------|-----------|------------|--------|-------|-------------|
| KCP5-10 | 5L | -12-5°C | 1213-290W | 35L/분 4-6m | +/-2°C | 1/2" | 520*350*720 |
| KCP5-20 | | -23-5°C | 1248-319W | | | | |
| KCP5-25 | | -26-5°C | 1314-447W | | | | |
| KCP5-30 | | -32-5°C | 1375-450W | | | | |
| KCP5-40 | | -40-5°C | 1420-462W | | | | 430*350*960 |
| KCP5-60 | | -63-5°C | 1910-230W | | | | |
| KCP5-80 | | -83-5°C | 1938-200W | | | | |
| KCP5-120 | | -120-5°C | 2635-180W | | | | |