

## 5L 가열 냉각 순환기 고온 및 저온 항온 반응 수조

품목 번호: KCBH-5



### 소개

KinTek KCBH 5L 가열 냉각 순환기 - 다기능 설계와 안정적인 성능으로 실험실 및 산업 조건에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	체적	근무 온도.	냉방 능력	전반적인 힘	유량	온도 안정	치수(mm)	
KCBH5-10	5L	-10~200°C	1243-330W	3.5Kw	20L/분 20m	+/-2°C	540*440*800	
KCBH5-20		-20~200°C	1288-359W					
KCBH5-30		-30~200°C	1415-490W	4Kw				
KCBH5-40		-40~200°C	1460-501W					
KCBH5-60		-60~200°C	1950-270W	7Kw				630*550*1400
KCBH5-80		-80~200°C	1978-240W					