

808L 정밀 실험실 수직 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-808



소개

808L 용량의 초저온 냉동고, 정밀한 -86°C 제어, 실험실 샘플 보관에 이상적입니다. 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 구조.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양
모델	KTFDV-808
유형	수직형
용량	808L
내부 온도	-40°C ~ -86°C (조절 가능)
경보 시스템	청각 및 시각 경보
전원 공급 장치	220V/50Hz
소비 전력	15.9 kWh/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	불소 프리 친환경 혼합물
압축기	고효율 부품
냉각 시스템	이중 독립 냉각 시스템
제어	마이크로프로세서 제어, 디지털 디스플레이
온도 표시	디지털 LED 디스플레이
손잡이	PTC 가열 손잡이
냉각 팬	EBM
외부 재질	분체 도장 냉간 압연 강판
내부 라이너	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 3개 / 내부 도어 4개 (304 스테인리스 스틸)
단열 두께	120mm
접근 포트	1개 (직경 18mm)
캐스터	4개

특징	사양
순중량/총중량	300/370kg
외부 치수	1090mm x 1010mm x 2000mm (가로x세로x높이)
내부 치수	850mm x 725mm x 1335mm (가로x세로x높이)
포장 치수	1280mm x 1080mm x 2150mm (가로x세로x높이)