

808L 정밀 실험실 수직형 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-808



소개

808L 용량의 초저온 냉동고, -86°C 정밀 제어로 실험실 샘플 보관에 이상적입니다. 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 구조.

자세히 알아보기

기능	사양
모델	KTFDV-808
유형	수직
용량	808L
내부 온도	-40°C ~ -86°C(조절 가능)
알람 시스템	청각 및 시각 경보
전원 공급 장치	220V/50Hz
전력 소비량	15.9kWh/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	불소 무함유 친환경 혼합물
컴프레서	고효율 부품
냉각 시스템	이중 독립 냉장 시스템
제어	마이크로프로세서 제어, 디지털 디스플레이
온도 디스플레이	디지털 LED 디스플레이
핸들	PTC 가열식 핸들
냉각 팬	EBM
외부 재질	분말 코팅 냉간 압연 강철
내부 라이너	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 3개/내부 도어 4개(304 스테인리스 스틸)
단열 두께	120mm
엑세스 포트	1(직경 18mm)
캐스터	4

기능	사양
순중량/총중량	300/370kg
외부 치수	1090mm x 1010mm x 2000mm (W D H)
내부 치수	850mm x 725mm x 1335mm (W D H)
포장 치수	1280mm x 1080mm x 2150mm (W D H)