

80L 가열 냉각 순환기 고온 및 저온 항온 반응 수조

품목 번호: KCBP-80



소개

KinTek KCBH 80L 가열 냉각 순환기로 올인원 가열, 냉각 및 순환 기능을 얻으십시오. 실험실 및 산업 응용 분야를 위한 고효율, 안정적인 성능.

자세히 알아보기

모델	체적	근무 온도.	냉방 능력	전반적인 힘	유량	온도 안정	치수(mm)
KCBH100-20		-20~200°C	18638-6966W				
KCBH100-30	100L	-30~200°C	19904-9557W	13.5	42L/분	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-40		-40~200°C	25334-10698W				