

실험실용 수동 슬라이서

품목 번호: PT10



소개

수동 마이크로톰은 실험실, 산업 및 의료 분야를 위해 설계된 고정밀 절단 장치입니다. 파라핀 샘플, 생체 조직, 배터리 재료, 식품 등 다양한 재료의 얇은 슬라이스 준비에 적합합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PT10
금형 재질	3Cr13 (담금질된 스테인리스 스틸)
슬라이스 크기	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
전체 치수	120*200*280mm(L*W*H)
장비 무게	10kg

기계 크기 도표