

실험실 수동 슬라이서

품목 번호: PT10



소개

수동 마이크로톰은 실험실, 산업 및 의료 분야를 위해 설계된 고정밀 절단 장치입니다. 파라핀 샘플, 생물학적 조직, 배터리 재료, 식품 등과 같은 다양한 재료의 얇은 조각을 준비하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PT10
금형 재료	3Cr13(담금질 스테인리스 스틸)
슬라이스 크기	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
전체 치수	120*200*280mm(L*W*H)
장비 무게	10kg

기계 크기 다이어그램