

중요한 연구 재료 보존을 위한 408L 고급 수직형 실험실 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-408



소개

실험실용 초저온 냉동고: -86°C의 정밀한 제어, 에너지 효율적이고 안전한 샘플 보관. 연구 및 생명공학에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
모델	KTFDV-408
유형	수직
용량	408L
내부 온도 범위	-40°C ~ -86°C(조정 가능)
알람 시스템	청각 및 시각 경보
전원 공급 장치	220V/50Hz
전력	900W
전력 소비량	13.2kWh/24h
보호 수준	I/B
기후 유형	N
냉매	불소가 없는 친환경 냉매(HC 기반)
컴프레서	고효율 컴프레서(2개)
냉장 시스템	최적화된 캐스케이드 냉장 시스템
온도 제어	마이크로프로세서 전자 제어
온도 디스플레이	디지털 디스플레이
온도 센서 프로브	PTC
콘덴서 팬	고효율 팬
외부 케이스 재질	분말 코팅 냉간 압연 강철
내부 라이너 재질	304 스테인리스 스틸
선반 / 내부 도어	선반 3개 / 내부 도어 4개(304 스테인리스 스틸)
단열 두께	120mm
압력 균등화 포트	1개(Φ18mm)

파라미터	사양
캐스터	4
순중량 / 총중량	188kg / 238kg
외부 치수 (W D H)	850mm * 900mm * 1780mm
내부 치수 (W D H)	610mm * 615mm * 1120mm
포장 치수 (W D H)	980mm * 980mm * 1930mm
적재 수량(20'GP)	12 유닛