

자동 실험실 냉간 등압 프레스 Cip 장비 냉간 등압 성형

품목 번호: PCIA



소개

자동 실험실 냉간 등압 프레스로 효율적으로 시료를 준비하십시오. 재료 연구, 약학 및 전자 산업에서 널리 사용됩니다. 전기 CIP에 비해 더 큰 유연성과 제어를 제공합니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 110mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 130mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm(d)
가공 공정 가압	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제 압력 해제
압력 변환	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 시료 내압을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 디스플레이	7인치 LCD 디스플레이
장비 보호	유리문이 있는 강판 보호	유리문이 있는 강판 보호	유기 유리문이 있는 강판 보호	유기 유리문이 있는 강판 보호
등압	300-500MPa	300-500MPa	300-500MPa	300-500MPa
압력 챔버 등압	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm/30×150mm	Φ60×150(M×N)
실린더 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm	50mm
시료 제조 특성	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동	상부 패널 로커 구조로 더욱 편안한 작동
외부 치수	240×390×560(길이×너비×높이)	280×460×660(L×W×H)	/	330×580×720(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	550W(220V/110V 맞춤 가능)	550W(220V/110V 맞춤 가능)	550W(220V/110V 맞춤 가능)	550W(220V/110V 맞춤 가능)
장비 무게	120KG	180KG	240KG	290KG