

가열 플레이트가 있는 자동 가열 유압 프레스 기계, 실험실용 핫 프레스 25T 30T 50T

품목 번호: PCAH



소개

자동 가열 실험실 프레스로 샘플을 효율적으로 준비하십시오. 최대 50T의 압력 범위와 정밀한 제어 기능으로 다양한 산업 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
압력 범위	0-25.0 톤	0-25.0 톤	0-30.0 톤	0-40.0 톤
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 타이밍 압력 해제
금형 가열 온도	상온-300.0°C/500.0°C	상온-300.0°C/500.0°C	상온-300.0°C/500.0°C	상온-300.0°C
단열 방법	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방법	물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기]	물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기]	물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기]	물 냉각을 이용한 빠른 냉각 [선택 사항 물 냉각기]
핫 플레이트 크기	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400×400mm(M×N)
치수	300×390×560mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	400×490×580mm(L×W×H)	500×550×620mm(L×W×H)
전원 공급 장치	1700W (220V/110V 맞춤 가능)	1700W (220V/110V 맞춤 가능)	3500W (220V/110V 맞춤 가능)	5500W (220V/110V 맞춤 가능)
무게	140kg	140kg	280kg	480kg