

실험실용 볼 프레스 몰드

품목 번호: PMQ



소개

정밀 압축 성형을 위한 다용도 유압 핫 프레스 몰드를 살펴보세요. 균일한 안정성으로 다양한 모양과 크기를 만드는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PMQ	
시료 모양		
다이 가열	합금 공구강 :Cr12MoV	
인덴터 경도	HRC60-HRC62	
시료 크기	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M)	Φ30, Φ40, Φ50 mm (M)
캐비티 깊이	40mm (N)	60 mm (N)
치수	Φ53*120mm (L*H)	Φ88*150 mm (L*H)
무게	1.4kg	5.8kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		