

## 혈청 분리 및 저온 탈수를 위한 벤치탑 고속 소형 실험실용 원심분리기

품목 번호: KT-SCS



### 소개

Kintek 벤치탑 고속 원심분리기: 효율적이고 안정적이며 정밀합니다. 임상 및 연구 실험실에 이상적입니다. 기능 및 사양을 확인하십시오.

### 자세히 알아보기

매개변수	사양
디스플레이	LCD 디스플레이
최대 속도	18,500 rpm
속도 제어 정확도	±10 rpm
최대 RCF	22,575 ×g
최대 용량	6 × 100 mL
챔버 직경	Φ280 mm
타이머 범위	1초 ~ 99분 59초
소음 수준	≤55 dB
전원 공급 장치	AC 220V±22V 50Hz
소비 전력	400W
순중량	28 kg
치수 (L×W×H)	360 × 470 × 320 mm