

실험실용 벤치탑 실험실 동결 건조기

품목 번호: KTFD-10PT



소개

동결 건조를 위한 프리미엄 벤치탑 실험실 동결 건조기로, $\leq -60^{\circ}\text{C}$ 냉각으로 샘플을 보존합니다. 제약 및 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
냉각 트랩 온도	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
최종 진공	$< 10\text{ Pa}$
진공 표시 정확도	0.01 Pa
동결 건조 면적	0.09 m^2
재료 로딩 용량	900 ml
물 포집 용량	$3\text{ kg} / 24\text{h}$
재료 트레이 사양	$200 \times 20\text{ mm} (\Phi \times \text{h})$
재료 트레이 층 수	3
외부 길이 플라스크	8개 위치
동결 건조 플라스크 스타일	벨 타입 또는 원통형
외부 치수 (W×D×H)	$580 \times 550 \times 375 / 880\text{ mm}$ (본체 / 매니폴드 및 챔버 포함)
냉각 트랩 치수	$\Phi 215 \times 193.5\text{ mm} (\Phi \times \text{h})$
설계 유형	매니폴드 캡핑 타입, 벤치탑 설계